

WKD - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych outlet




Opis produktu:

Profesjonalne **urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych** z systemem efektywnych dysz przeznaczone do rehabilitacji kończyn dolnych.

- Produkt pełnowartościowy, w pełni sprawny technicznie
- Wirówka podemonstracyjna, nosi lekkie ślady użytkowania
- Widoczne niewielkie ślady po naprawie wady produkcyjnej w miejscu połączenia ściany bocznej z podstawą

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WKD - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych

Urządzenie do masażu wirowego WKD to niezastąpione urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego.

Urządzenie jest sprzedawane razem ze stopniami.

Cechy charakterystyczne:

- niecka urządzenia dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu - 120 l,
- efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych,
- regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody,
- system automatycznego napełniania,
- szybkie napełnianie i opróżnianie niecki,
- półautomatyczny system opróżniania niecki,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia,
- słuchawka prysznicowa,
- stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia.

Stopnie prostokątne do wirówki bez poręczy

Stopnie prostokątne do wirówki bez poręczy ułatwiają pacjentowi wejście i wyjście z wirówki WKD. Zwiększa to komfort i bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.

Dane techniczne

--	--

Szerokość schodów	502 mm
Wysokość stopnia dolnego	189 mm
Wysokość całkowita	364 mm
Głębokość	665 mm

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	120
Pojemność do przelewu [l]	160
Liczba dysz:	6
Pobór prądu [A]:	5
Czas napełniania/oprózniczenia [min]:	3 / 2
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	117 x 62 x 81
Szerokość z przyłączem prysznicowym [cm]:	60
Waga [kg]:	55

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania niecki w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Pojemność zabiegowa [l]: 120
 Pojemność do przelewu [l]: 160
 Liczba dysz: 6
 Stan: dobry

Model:

Kolor: Calypso