

Dwuczęściowy stół do rehabilitacji i zabiegów Elemental ICE S2.F0 - OUTLET



Opis produktu:

Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji ELEMENTAL ICE S2.F0 z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego. ELEMENTAL ICE S2.F0 wyposażony jest w podstawowy system jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu.

- Produkt pełnowartościowy, w pełni sprawny technicznie
- Stół powystawowy

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dwuczęściowy stół do rehabilitacji i zabiegów Elemental ICE S2 - Funkcje:

- 2-sekcyjny stół do rehabilitacji i zabiegów,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej,
- okrągły otwór na twarz pacjenta w zagłówku, wraz z rogalem,
- 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- malowana proszkowo, 2-kolorowa, stalowa rama,
- uchwyty na bananki,
- wysokość regulowana elektrycznie: (48-96 cm) za pomocą pilota sterującego,
- udźwig do 180 kg; bezpieczne obciążenie robocze do 250 kg,
- pilot sterujący z automatycznym systemem blokowania,
- podstawowy system jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- opcjonalny wybór kilku modeli relingów,
- pełna zatyczka otworu na twarz

Dwuczęściowy stół do rehabilitacji i zabiegów Elemental ICE S2

Wymiary (długość x szerokość) [cm]:	202 x 69
Liczba sekcji:	2
Kąt nachylenia zagłówka [°]:	-70 / +40
Kąt nachylenia środkowej sekcji [°]:	-
Kąt nachylenia podnóżka [°]:	-
Regulacja wysokości [cm]:	48-96
Waga [kg]:	99-110
Maksymalne obciążenie [kg]:	180
Zasilanie [V / Hz]:	230/50

Informacje:

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria

Model:

Kolor tapicerki: 03 - Granatowy - Standard
Sterowanie: pilot nożny