

Kabel EKG do holtera SEER 1000 firmy GE HealthCare



Opis produktu:

Kable do holterów EKG SEER 1000 firmy **GE Healthcare** to wysokiej jakości akcesoria medyczne przeznaczone do precyzyjnej rejestracji sygnałów **EKG** w różnych konfiguracjach **odprowadzeń: 3-, 5- oraz 7-odprowadzeniowej**. Zapewniają niezawodne połączenie z rejestratorem **SEER 1000** oraz komfort i bezpieczeństwo pacjenta podczas długotrwałego **monitorowania pracy serca**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kable do holtera EKG SEER 1000 firmy GE HealthCare

Kable do holterów **EKG SEER 1000** firmy **GE Healthcare** to niezbędne akcesoria do profesjonalnego monitorowania pracy serca zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. W zależności od potrzeb diagnostycznych dostępne są **wersje 3-, 5- oraz 7-odprowadzeniowe**, które umożliwiają rejestrację sygnałów EKG na różnych poziomach szczegółowości. Kable wykonane są z elastycznych, trwałych materiałów, co zapewnia komfort pacjenta nawet podczas wielogodzinnych badań. Ergonomiczna konstrukcja oraz kompatybilność z **rejestratorem SEER 1000** sprawiają, że są to rozwiązania niezawodne i łatwe w codziennym użytkowaniu. Idealnie sprawdzają się zarówno w krótkoterminowych, jak i zaawansowanych badaniach diagnostycznych, gwarantując stabilność połączenia i minimalizację zakłóceń sygnału.

Dostępne warianty:

Kable 3-odprowadzeniowe do holtera EKG SEER 1000

Kable 3-odprowadzeniowe przeznaczone do holtera EKG SEER 1000 firmy GE Healthcare to podstawowy zestaw elektrod umożliwiający rejestrację podstawowego sygnału EKG w trybie

holterowskim. Zapewniają wysoką jakość sygnału oraz komfort pacjenta dzięki elastycznym, trwałym przewodom i ergonomicznej konstrukcji elektrod. Idealne do krótkoterminowych badań monitorujących rytm serca, szczególnie w przypadkach, gdy wystarczy podstawowa analiza 3 odprowadzeń.

Kable 5-odprowadzeniowe do holtera EKG SEER 1000

Kable 5-odprowadzeniowe do holtera EKG SEER 1000 oferują rozszerzoną diagnostykę dzięki większej liczbie elektrod, co pozwala na dokładniejszą ocenę rytmu i przewodzenia serca. Konstrukcja przewodów gwarantuje stabilność połączenia i minimalizuje zakłócenia, a elektrody są łatwe w aplikacji i bezpieczne dla pacjenta. Doskonale sprawdzają się w standardowych badaniach holterowskich, gdzie wymagana jest bardziej szczegółowa analiza niż w przypadku 3-odprowadzeniowego zestawu.

Kable 7-odprowadzeniowe do holtera EKG SEER 1000

Kable 7-odprowadzeniowe do holtera EKG SEER 1000 to zaawansowany zestaw elektrod umożliwiający kompleksową rejestrację sygnału EKG. Dzięki większej liczbie odprowadzeń możliwa jest szczegółowa analiza aktywności serca, co jest kluczowe w diagnostyce złożonych arytmii i innych zaburzeń kardiologicznych. Kable charakteryzują się wysoką jakością wykonania, trwałością oraz komfortem użytkowania, zapewniając jednocześnie precyzyjne i wiarygodne dane do dalszej analizy medycznej.

Informacje:

Model:

Kable do holterów EKG: 3-odprowadzeniowy ,
5-odprowadzeniowy, 7-odprowadzeniowy