

Pompa artroskopowa z ssakiem - Fluid Control 2204



Opis produktu:

Jednorolkowa **pompa artroskopowa** Fluid Control 2204 firmy **Richard Wolf GmbH** wykorzystywana przy zabiegach artroskopowych do nawadniania i płukania stawu **z funkcją ssania**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Posiada **wbudowaną funkcję ssania** przez co nie ma potrzeby stosowania drugiej pompy ssącej. Zainstalowany **czytnik RFID** pozwala zidentyfikować podpięty zestaw węży, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i daje pełną kontrolę nad jakością stosowanych akcesoriów.

Pompę Fluid Control 2204 cechuje:

- nieinwazyjna technika pomiaru ciśnienia
- duży kolorowy dotykowy wyświetlacz
- przyjazne oraz intuicyjne menu
- możliwość stosowania drenów dobowych, jednorazowych i wielokrotnego użytku
- kompensacja wysokości położenia kamery, która zapewnia zawsze prawidłowy odczyt ciśnienia
- możliwość utworzenia do 16 indywidualnych profili
- wbudowane gotowe programy dla różnych stawów (kolano, ramię, małe stawy)
- zwiększona maksymalna wartość ciśnienia i tempa przepływu
- opcjonalny przełącznik nożny, którym włącza się opcję płukania stawu
- opcjonalny pilot zdalnego sterowania (autoklawowalny)
- estetyczny, nowoczesny design
- możliwość ustawienia ciśnienia do 200 mmHg

- możliwość ustawienia przepływu do 2 l/min
- funkcja szybkiego płukania stawu „Flash”
- alarmy akustyczne i wizyjne

Informacje:

Model: