

Kabel EKG do holtera CardioMem CM 4000 firmy GE HealthCare



Opis produktu:

Kable do rejestratora holterowskiego CardioMem CM 4000 umożliwiają precyzyjne i niezawodne monitorowanie pracy serca w konfiguracjach 3-, 5- oraz 7-odprowadzeniowych. Zapewniają wysoką jakość sygnału, trwałość oraz komfort pacjenta podczas badań holterowskich.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kabel EKG do holtera CardioMem CM 4000 firmy GE HealthCare

Kable do holtera EKG CardioMem CM 4000 to wysokiej klasy akcesoria medyczne, zaprojektowane z myślą o codziennej pracy w placówkach diagnostycznych i szpitalnych. Dostępne w wariantach 3-, 5- i 7-odprowadzeniowych, pozwalają na dopasowanie zakresu monitorowania do indywidualnych potrzeb pacjenta i wymagań diagnostycznych. Konstrukcja kabli zapewnia stabilność sygnału EKG oraz minimalizuje ryzyko zakłóceń, co przekłada się na wiarygodność wyników i komfort użytkowania zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego.

Dostępne warianty:

Kable 3-odprowadzeniowe do holtera EKG CM 4000

Podstawowy zestaw kabli do holtera EKG CardioMem CM 4000 w wersji 3-odprowadzeniowej przeznaczony jest do podstawowej diagnostyki rytmu serca. Zapewnia wysoką jakość sygnału i wygodę użytkowania, idealnie sprawdza się w rutynowych, krótkoterminowych badaniach monitorujących.

Kable 5-odprowadzeniowe do holtera EKG CM 4000

Kable 5-odprowadzeniowe do CM 4000 umożliwiają rozszerzoną diagnostykę dzięki większej liczbie elektrod, co pozwala na dokładniejszą ocenę przewodzenia i rytmu serca. Są łatwe w aplikacji, trwałe i zapewniają stabilność połączenia nawet podczas dłuższych badań.

Kable 7-odprowadzeniowe do holtera EKG CM 4000

Zaawansowany zestaw kabli 7-odprowadzeniowych do CardioMem CM 4000 przeznaczony jest do kompleksowej rejestracji sygnału EKG. Umożliwia szczegółową analizę aktywności elektrycznej serca, co jest kluczowe w diagnostyce złożonych arytmii i innych zaburzeń kardiologicznych. Kable charakteryzują się wysoką jakością wykonania, trwałością oraz komfortem użytkowania.

Dane techniczne:

Ilość odprowadzeń	Długość	Numer katalogowy
3-odprowadzenia	80 cm	2105803-001
5-odprowadzenia	80 cm	2105803-003
7-odprowadzenia	80 cm	2105803-005

Informacje:

Kategoria: Aparaty EKG i akcesoria

Model:

Kable do holterów EKG: 5-odprowadzeniowy, 7-odprowadzeniowy, 3-odprowadzeniowy