

Fotel dla odwiedzających - model PS3

Opis produktu:

Fotel Psiliakos PS3 to wygodny i funkcjonalny fotel dla odwiedzających, charakteryzujący się miękką powierzchnią pokrytą wysokiej jakości skórą ekologiczną.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** tapicerki. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel dla odwiedzających

Fotel Psiliakos PS3 to wygodny i funkcjonalny fotel dla odwiedzających, charakteryzujący się miękką powierzchnią pokrytą wysokiej jakości skórą ekologiczną. Oparcie oraz podnóżek regulowane są pneumatycznie, co pozwala łatwo dostosować pozycję do indywidualnych potrzeb. Fotel wyróżnia się stabilną konstrukcją i nowoczesnym designem, a szeroka gama kolorów tapicerki umożliwia dopasowanie do każdego wnętrza.

Metalowa rama malowana proszkowo.

Leżysko pokryte pianką i tapicerowane ekoskórą wysokiej jakości.

Pneumatyczna regulacja sekcji oparcia pleców i nóg.

Regulowane podłokietniki.



ZAANGAZOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

___Dyrektor Zarządzający

Informacje:

Model:

PS3 - Regulacja sekcji: Pneumatyczna,
Elektryczna

PS3 - Wieszak na papier: Nie, Tak

PS3 - Poduszka: Nie, Tak

PS3 - Kółka: Nie, Tak