



Dwusekcyjne łóżeczko dziecięce z regulowaną wysokością - model 1451

Opis produktu:

2-sekcyjne łóżeczko szpitalne dla dzieci model 1451 charakteryzuje się odporną, malowaną elektrostatycznie metalową ramą i wyjmowanym leżyskiem z tworzywa ABS, spełniającymi wymagania placówek medycznych.

Posiada funkcje takie jak regulacja sekcji oparcia pleców, regulacja wysokości oraz pozycje Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** ramy, części plastikowych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dwusekcyjne łóżeczko dziecięce z regulowaną wysokością

Łóżeczko składa się malowanej proszkowo metalowej ramy z opuszczanymi ochronnymi barierkami bocznymi i automatycznym mechanizmem blokującym, która jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych w placówkach medycznych, wyjmowanego leżyska wykonanego z tworzywa ABS oraz 4 gumowych obojników.

Łóżko jest zgodne z europejską dyrektywą IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz rozporządzeniem dotyczącym sprzętu medycznego 2017/745.

Uchwyty na stojaki na kroplówkę w 4 rogach łóżeczka.

Szczyty łóżeczka wykonane z tworzywa sztucznego i plexiglass.

Materac piankowy: nie, tak