

System C-EYE X do domu dla pacjentów i ich bliskich



Opis produktu:

System **C-Eye X®** został stworzony, by umożliwić **komunikację** z pacjentami, **przebywającymi w domach**. Dostępność: **3-5 dni roboczych**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

System C-EYE X® z wbudowanym modułem eyefeel

C-Eye X® został stworzony, by umożliwić komunikację z pacjentami, przebywającymi w domach.

Jest to urządzenie medyczne, które śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia **alternatywną komunikację** i **efektywną terapię** osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych.

Terapia i komunikacja w jednym

Dzięki C-Eye X® pacjentom wyraźnie poprawia się komfort życia, ponieważ mają realną szansę **sygnalizować swoje potrzeby**. Rodzina i bliscy nareszcie **wiedzą, jak mogą pomóc choremu**, znają jego pragnienia i dolegliwości. Mają jasny sygnał, że wszyscy są w stałym kontakcie. Ponadto stosowanie komunikatów podczas terapii może pełnić również funkcję rehabilitacyjną poprzez stymulację ośrodka mowy.

System C-Eye X® jest łatwy i intuicyjny

To bardzo proste w obsłudze i przyjemne dla pacjentów rozwiązanie. Polega ono na wykorzystaniu **kontaktu wzrokowego** lub **dotyku** osoby chorej np. przebywającej w domu – z wyświetlaną na ekranie treścią.

Oprogramowanie systemu działa od momentu włączenia, eliminując potrzebę przechodzenia do systemu operacyjnego oraz instalowania i konfigurowania dodatkowych programów komputerowych. Dzięki temu **chory może odpowiadać na zadawane pytania**, wyrażać swoje potrzeby oraz prośby, a także rozwiązywać różne zadania i **ćwiczenia stymulujące** pamięć, percepcję, utrzymywanie uwagi i inne aktywności umysłowe.

Korzyści dla pacjentów:

- **usprawniona komunikacja** z personelem medycznym i rodziną
- możliwość wyrażania **własnych potrzeb**
- stymulacja **neuroplastyczności**
- zwiększenie **motywacji** do dalszej terapii
- lepsza **jakość** życia
- sprawstwo i **samodzielność**

Moduły dostępne w systemie C-Eye X®

Komunikacja alternatywna:

Baza ponad 50 000 symboli z możliwością tworzenia własnych tablic komunikacyjnych

Komunikacja tekstowa **Komunikacja obrazkowa - piktogramy** **Wirtualne klawiatury**
Książka komunikacyjna **Edytor plansz komunikacyjnych i multimedialnych**

Terapia funkcji poznawczych:

Zestaw 80 ćwiczeń o różnych poziomach trudności

Zadania podstawowe **Rozumienie** **Myślenie i wyobrażenia** **Słowa** **Liczby**

Trening wzroku:

Zestaw 17 ćwiczeń usprawniających wzrok do pracy z systemem

Obsługa za pomocą wzroku **Obsługa za pomocą dotyku**

Ból i inne problemy:

Wskazywanie lokalizacji i nasilenia bólu lub innych objawów

Co wyróżnia System C-Eye X®?

Wsparcie merytoryczne i pomoc techniczna (produkt polski) Narzędzie terapeutyczne i komunikacyjne w jednym urządzeniu **Możliwość współpracy z osobami z deficytami wzrokowymi i poznawczymi** **Treści dla dzieci i dorosłych** **Personalizacja systemu** **Wymiana treści w społeczności użytkowników** **Monitorowanie postępów terapii** **Możliwa obsługa jednym okiem** **Tworzenie własnych plansz komunikacyjnych i materiałów terapeutycznych** **Możliwość importu innych systemów komunikacji obrazkowej** **Aktywności rozrywkowe (m. in. quiz, odtwarzacz muzyki, przeglądarka zdjęć)** **Moduł eyefeel (aktywności wprowadzające do treningu wzroku i terapii poznawczej, edytor prezentacji)**

Opcje dodatkowe (dostępne odpłatnie):

Program edukacyjny eyeLearn - edukacyjny program stymulujący zdolności poznawcze dzieci

Dostęp do systemu operacyjnego (opcja płatna):

Możliwość doinstalowania innych programów **Dostęp do Internetu w tym Youtube oraz Facebook**

Dane techniczne:

tryby pracy	dwuoczny, jednooczny (możliwość pracy z jedną zdrową gałką oczną)
metody obsługi	za pomocą wzroku i dotyku
tryb wysokiego kontrastu	tak, wspiera osoby z niedowidzeniem
głosy	dziecięce i dorosłe
zakres odległości pacjenta od urządzenia	40 – 90 cm (optymalnie warunki pracy dla 60 cm)
Pozostałe parametry:	
przekątna ekranu:	23,8"
ekran	dotykowy
rozdzielczość ekranu	Full HD 1920×1080 px
wymiary [cm]:	35 x 54 x 5,7
waga [kg]:	6,2
wersje językowe:	polska, angielska*, niemiecka*, ukraińska*, rosyjska* (*dostępne opcjonalnie za dodatkową opłatą, z możliwością przełączania)

Zamawiając C-Eye X® otrzymasz:

- Urządzenie C-Eye X® z oprogramowaniem i wbudowanym eye trackerem (systemem do śledzenia wzroku pacjenta)
- Mobilny statyw BASIC 2.0 ułatwiający ustawienie urządzenia do dowolnej pozycji pacjenta

Informacje:

Model: