


Kody - Dmuchany pies do skakania



Opis produktu:

Kody to bezpieczny dmuchany pies do skakania dla dzieci 3+, wykonany z wysokiej jakości PVC bez szkodliwych substancji. Istnieje możliwość dokupienia podstawki, która zmienia pieska w pieska na biegunach.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kody - dmuchany pies do skakania

Kody to uroczy szczeniak, który stanie się ulubionym towarzyszem zabawy każdego dziecka. Podobnie jak popularny model Rody, Kody zachęca do aktywnej i pełnej ruchu zabawy, wspierając rozwój równowagi, umiejętności motorycznych i koordynacji ruchowej u dzieci. Dzięki wymiennej podstawie (sprzedawanej osobno) można łatwo przekształcić Kody'ego w pieska na biegunach!

Dane techniczne

Zalecany wiek

3+

Materiał	Wysokiej jakości PVC, bez lateksu, ftalanów, BPA, ołowiu
Nadzór	Wymagany nadzór osoby dorosłej
Maksymalny obwód siodełka	66 cm
Zalecana waga	Maks. 45 kg
Testowane obciążenie	Maks. 200 kg
Nr katalogowy	75.03
Nazwa	Kody
Wymiary	52 x 45 cm
Kolor	Brązowy

Informacje:

Materiał: PVC

Zastosowanie: Zabawa i rozwój dziecka

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń

Kolor: Brązowy

Wymiary: 52 x 45 cm

Rekomendowany wiek: od 3. roku życia

Rekomendowana waga: do 45 kg

Maksymalny obwód siodełka: 66 cm

Model: