

Jednorazowy pas indukcyjny na klatkę piersiową - 20 szt



Opis produktu:

Jednorazowe pasy indukcyjne Sleepsense to akcesorium diagnostyczne wykorzystywane głównie w badaniach polisomnograficznych oraz monitorowaniu funkcji oddechowych pacjentów.

Dostępne w opakowaniach po 20 szt.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowy pas indukcyjny na klatkę piersiową

Dostępne w opakowaniach po 20 szt.

Jednorazowe pasy indukcyjne Sleepsense to akcesorium diagnostyczne wykorzystywane głównie w badaniach polisomnograficznych oraz monitorowaniu funkcji oddechowych pacjentów. Pasy te stanowią element w technologii indukcyjnej pletyzmografii oddechowej (RIP - Respiratory Inductance Plethysmography), która umożliwia nieinwazyjny pomiar ruchów klatki piersiowej i brzucha podczas oddychania. Dzięki temu możliwa jest dokładna ocena wysiłku oddechowego oraz wykrywanie zaburzeń oddychania podczas snu, takich jak bezdech senny.

Oferowane pasy indukcyjne dostępne są w dwóch praktycznych długościach - 120 cm oraz 150 cm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych rozmiarów ciała pacjentów dorosłych. Wykonane są z wysokiej jakości, miękkiego materiału, który zapewnia komfort podczas wielogodzinnych badań diagnostycznych. Pasy charakteryzują się elastycznością, która umożliwia dokładne śledzenie ruchów oddechowych bez ograniczania naturalnego oddychania pacjenta.

Miękka, elastyczna konstrukcja pasów zapewnia wyjątkowy komfort dla pacjenta, co jest szczególnie istotne podczas długotrwałych badań snu. Pasy są łatwe w aplikacji i nie wymagają skomplikowanej konfiguracji, co znacząco usprawnia pracę personelu medycznego. Możliwość odcięcia nadmiaru długości pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych wymiarów pacjenta, eliminując problem luźnych, przeszkadzających fragmentów.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

GVB Pas - Długość: 120cm (S/M), 150cm (L/XL)