



Fotel otolaryngologiczny - model 6037

Opis produktu:

Fotel otolaryngologiczny model 6037 marki Psiliakos to nowoczesny, elektrycznie sterowany fotel dedykowany do gabinetów laryngologicznych. Zapewnia wygodę pacjenta i ergonomię pracy lekarza dzięki szerokiemu zakresowi regulacji oraz wysokiej jakości wykonania.

W uwagach do zamówienia prosimy o wpisanie koloru powierzchni tapicerowanych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel otolaryngologiczny

Fotel otolaryngologiczny model 6037 marki Psiliakos to nowoczesny, elektrycznie sterowany fotel dedykowany do gabinetów laryngologicznych. Zapewnia wygodę pacjenta i ergonomię pracy lekarza dzięki szerokiemu zakresowi regulacji oraz wysokiej jakości wykonania.

Konfiguracja podstawowa:

- Solidna metalowa rama, malowana elektrostatycznie proszkiem epoksydowym
- 4 pojedyncze siłowniki - 1 jednostka sterująca - 1 pilot ręczny
- Wysokiej jakości skóra ekologiczna
- Obrót siedziska o 180 stopni
- Osłona ABS dla mechanizmów podstawy
- Odchylane podłokietniki
- Niezależny mechanizm regulacji sekcji oparcia głowy
- Podstawa z regulowanymi stopkami

- Tapicerka wykonana z wysokiej jakości skóry ekologicznej, łatwa do utrzymania w czystości i odporna na intensywne użytkowanie.
- Siedzisko o szerokości 550 mm, zapewniające komfort nawet podczas dłuższych zabiegów.
- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 600 do 940 mm, umożliwiająca dostosowanie fotela do wzrostu pacjenta oraz preferencji lekarza.
- Siedzisko obracane o 180°, co ułatwia dostęp do pacjenta z różnych stron.
- 4-sekcyjna konstrukcja z niezależnie regulowanymi segmentami: oparcie pleców oraz nóg regulowane w zakresie od 0° do 85°, a sekcja oparcia głowy wyposażona w osobny mechanizm regulacyjny.
- Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga do 20°, co zwiększa funkcjonalność fotela podczas specjalistycznych zabiegów.
- Odchylane podłokietniki, które ułatwiają siadanie i zsiadanie z fotela oraz zwiększają komfort pacjenta.
- Osłona mechanizmu wykonana z formowanego tworzywa ABS, zapewniającą łatwość czyszczenia oraz gwarantującą estetyczny wygląd

Kodory dla pacjentów i opiekunów



ZAAANGAZOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosą Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

___Dyrektor Zarządzający

Informacje:

Model: