




Orionmed Balneo z funkcją AIR - Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego

Opis produktu:

Orionmed Balneo z funkcją AIR to wanna terapeutyczna łącząca aż trzy skuteczne metody leczenia wodą: **kąpiele balneologiczne, automatyczny hydromasaż strefowy** oraz **relaksującą kąpiel perełkową**. Dzięki wzmocnionej konstrukcji wanna jest w pełni przystosowana do pracy z wodami leczniczymi, takimi jak solanki czy wody kwasowęglowe. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla placówek, które dążą do oferowania najszerszego spektrum zabiegów hydroterapeutycznych i tworzenia unikalnych, wieloetapowych rytuałów zabiegowych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WANNA DO BALNEOTERAPII, HYDROMASAŻU I KĄPIELI PERŁKOWEJ

Orionmed Balneo z funkcją AIR

Orionmed Balneo z funkcją AIR to najbardziej zaawansowana wersja wanny

terapeutycznej, która łączy w sobie trzy skuteczne metody leczenia wodą: kąpiele balneologiczne, automatyczny hydromasaż oraz relaksującą kąpiel perełkową. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla placówek, które dążą do oferowania najszerszego spektrum zabiegów hydroterapeutycznych.

Dzięki wzmocnionej konstrukcji wanna jest w pełni przystosowana do pracy z wodami leczniczymi (solankami, wodami kwasowęglowymi), a zintegrowany system masażu perełkowego dodatkowo poszerza jej możliwości terapeutyczne i relaksacyjne. Orionmed Balneo z funkcją AIR pozwala na tworzenie unikalnych, wieloetapowych rytuałów zabiegowych, odpowiadając na potrzeby najbardziej wymagających pacjentów.

Synergia trzech technologii

Model Balneo z funkcją AIR został zaprojektowany, aby maksymalizować korzyści płynące z różnych form oddziaływania wody na organizm. Chemiczne i termiczne właściwości kąpeli leczniczych są tu uzupełniane przez dwa rodzaje masażu mechanicznego.

- **Specjalistyczne kąpiele balneologiczne** — wykonana z materiałów o wysokiej odporności chemicznej, wanna pozwala na bezpieczne prowadzenie kąpeli solankowych i kwasowęglowych. Zabiegi te, stosowane w leczeniu uzdrowiskowym, mogą wspomagać rehabilitację schorzeń narządu ruchu i układu krążenia.
- **Ukierunkowany hydromasaż** — 26 strategicznie rozmieszczonych dysz wodnych precyzyjnie masuje kluczowe obszary ciała, potęgując efekt terapeutyczny kąpeli i przynosząc ulgę w stanach wzmożonego napięcia mięśniowego.
- **Delikatna kąpiel perełkowa** — zintegrowany system 126 dysz powietrznych otula ciało pacjenta tysiącami pęcherzyków powietrza. Ten subtelny mikromasaż działa kojąco na system nerwowy, redukuje stres i poprawia samopoczucie, stanowiąc doskonałe uzupełnienie intensywniejszych zabiegów.

Kluczowe cechy i korzyści

- **Trzy terapie w jednym urządzeniu** — wanna łączy funkcje kąpeli balneologicznych (solanki, CO₂), hydromasażu oraz kąpeli perełkowej.
- **Konstrukcja do zadań specjalnych** — materiały odporne na agresywne czynniki chemiczne zapewniają długą żywotność urządzenia przy pracy z wodami mineralnymi.
- **Maksymalna wydajność** — system szybkiego napełniania (poniżej 2 minut) oraz zautomatyzowane programy konserwacji (dezynfekcja, odkamienianie, przepłukiwanie) optymalizują przepływ pracy w gabinecie.
- **Pełna kontrola i prostota obsługi** — zintegrowany, dotykowy panel sterowania pozwala na łatwe zarządzanie wszystkimi funkcjami wanny.
- **Komfort i bezpieczeństwo** — ergonomiczny profil niecki, uchwyty oraz dołączone w zestawie antypoślizgowe stopnie zapewniają pacjentowi komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Korzyści dla Twojej placówki

- **Maksymalna wszechstronność oferty** — możliwość oferowania najszerszego zakresu zabiegów: od leczniczych kąpeli balneologicznych, przez intensywny hydromasaż, po łagodne kąpiele relaksacyjne.
- **Wyróżnienie się na rynku** — inwestycja w tak wszechstronne urządzenie pozwala zbudować wizerunek lidera i przyciągnąć pacjentów poszukujących kompleksowej opieki.
- **Wysoki potencjał biznesowy** — szeroki wachlarz zabiegów umożliwia tworzenie zaawansowanych, wysoko rentownych pakietów terapeutycznych, leczniczych i wellness.
- **Elastyczna konfiguracja** — możliwość wyboru dedykowanej armatury (3-6 zaworów)

pozwała na idealne dopasowanie wanny do mediów leczniczych dostępnych w placówce.

Praktyczne funkcje i zabezpieczenia podnoszące komfort pracy

- **Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"** — pompy nie uruchomią się, jeśli w wannie nie ma odpowiedniej ilości wody, co chroni kluczowe komponenty przed uszkodzeniem.
- **Elektroniczny czujnik poziomu wody** — system automatycznie kontroluje proces napełniania i sygnalizuje dźwiękiem osiągnięcie minimalnego oraz zabiegowego poziomu wody.
- **Manualny spust awaryjny** — w przypadku awarii zasilania, wannę można opróżnić ręcznie za pomocą łatwo dostępnego zaworu, co zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość pracy.
- **Automatyczny tryb uśpienia** — po 15 minutach bezczynności panel sterowania automatycznie się wygasza, co ogranicza zużycie energii.
- **Sygnalizacja potrzeby konserwacji** — urządzenie samo informuje o konieczności uzupełnienia płynu do dezynfekcji lub przeprowadzenia procesu odkamieniania za pomocą dedykowanych ikon na wyświetlaczu.

Szczegółowy opis opcji dodatkowych

CHROMO – Terapia kolorami

Opcja chromoterapii wzbogaca kąpiel o terapeutyczne i relaksacyjne działanie kolorów, przekształcając zabieg w kompleksowe doznanie wellness. System oparty jest na punktach świetlnych LED-RGB, które podświetlają wodę w wannie, tworząc wyjątkową atmosferę. Użytkownik może wybrać konfigurację z 12, 24 lub 36 pojedynczymi źródłami światła.

Panel sterowania pozwala na łatwy wybór jednego z kilku trybów oświetlenia:

- Wybrany kolor stały (czerwony, zielony, niebieski, żółty, błękitny, pomarańczowy, purpurowy, biały).
- Cykliczne przełączanie kolorów.
- Płynne, powolne przejścia pomiędzy kolorami podstawowymi.
- Dynamiczny "taniec światła" (miganie).
- Płynne, szybkie przejścia pomiędzy kolorami tęczy.

AUDIO – Kąpiel z muzyką

System AUDIO pozwala na odtwarzanie muzyki bezpośrednio podczas zabiegu, co sprzyja głębszej relaksacji pacjenta. Wanna wyposażona jest w wysokiej jakości głośniki, dyskretnie umieszczone w jej tylnej części. Moduł **Power Dynamics BT10** umożliwia bezprzewodowe połączenie Bluetooth z dowolnym urządzeniem zewnętrznym, takim jak telefon komórkowy.

System do kąpieli kwasowęglowych

Ta opcja wyposaża wannę w dodatkowy zawór oraz instalację umożliwiającą bezpieczne przeprowadzanie kąpieli kwasowęglowych. System pozwala na podłączenie wanny do zewnętrznego źródła (saturatora) wody nasyconej dwutlenkiem węgla. Podczas zabiegu pęcherzyki CO₂ osadzające się na skórze pacjenta dokonują delikatnego mikromasażu. Jednocześnie wchłaniany przez skórę dwutlenek węgla powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co może przyczyniać się do obniżenia ciśnienia krwi i poprawy krążenia.

Wybór armatury (ilości zaworów)

Modele w wersji Balneo i Balneo z funkcją AIR można zamówić z różną ilością zaworów, co pozwala

na podłączenie dedykowanych mediów leczniczych.

- **Armatura 3-zaworowa (standard):** Umożliwia podłączenie wody ciepłej, zimnej oraz obsługę prysznica ręcznego.
- **Armatura 4-zaworowa (opcja):** Dodatkowy zawór pozwala na podłączenie jednego medium leczniczego, np. wody nasyconej CO₂, solanki ciepłej lub solanki zimnej.
- **Armatura 5- i 6-zaworowa (opcja):** Pozwala na podłączenie dwóch lub trzech różnych mediów leczniczych, zapewniając maksymalną wszechstronność zabiegową bez konieczności przełączania źródeł zewnętrznych.

Podpórka pod nogi

Ta prosta w montażu podpórka została zaprojektowana z myślą o pacjentach o niższym wzroście. Mocowana wewnątrz niecki, skutecznie skracając jej przestrzeń użytkową, zapewniając stabilne oparcie dla stóp. Dzięki temu pacjent nie zsuwa się w głąb wanny, utrzymując prawidłową i komfortową pozycję przez cały czas trwania zabiegu. Jest to kluczowe dla zachowania poczucia bezpieczeństwa oraz dla skuteczności terapii, ponieważ zapewnia, że dysze hydromasażu trafiają dokładnie w te partie ciała, które wymagają stymulacji.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Przeznaczenie	Kąpiele w wodzie czystej i mineralnej, hydromasaż, kąpiel perełkowa
Pojemność do kąpieli / do przelewu	160 l / 320 l
Liczba dysz do hydromasażu	26
Liczba dysz do kąpieli perełkowej	126
Czas napełniania / opróżniania	2 min / 4 min
Pobór prądu	14 A
Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2140 x 850 x 850 mm
Masa (bez wody)	160 kg
Klasa wyrobu medycznego	IIa
Dopuszczalna masa pacjenta	135 kg

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Porównanie modeli Orionmed

Cecha / Funkcja	Orionmed	Orionmed Balneo	Orionmed Balneo z funkcją AIR
Główne	Hydromasaż,	Hydromasaż,	Wszystkie 3

przeznaczenie	Kąpiel perełkowa	Kąpiele balneologiczne	terapię łącznie
Automatyczny hydromasaż strefowy	(26 dysz)	(26 dysz)	(26 dysz)
Kąpiel perełkowa (masaż powietrzny)	(126 dysz)		(126 dysz)
Przystosowanie do solanki / wody nasyconej CO2		(Standard)	(Standard)
Programy automatyczne (P1-P4)	(Standard)		
Podtrzymanie temperatury wody	(Standard)		
Bicz wodny (HOSE)	Opcja		
Aromaterapia (AROMA)	Opcja		
Chromoterapia (CHROMO)	Opcja	Opcja	Opcja
System audio (AUDIO)	Opcja	Opcja	Opcja
Minimalny czas napełniania	4 min	2 min	2 min
Konstrukcja i armatura	Akryl sanitarny	Materiały o wysokiej odporności chemicznej	Materiały o wysokiej odporności chemicznej

Informacje:

Pojemność zabiegowa [l]: 280
Pojemność zabiegowa [l]: 160
Pojemność do przelewu [l]: 320

Model:

Kolor: Calypso, Białe
Chrome 2R: nie, 12 źródeł światła, 24 źródła światła, 36 źródeł światła
Audio: nie, tak
Ilość zaworów: 3 zawory, 4 zawory, 5 zaworów, 6 zaworów
Podpórka pod nogi: nie, tak