

Stół do ręcznego masażu leczniczego Nexus S2 - kolor niebieski Peacock

Opis produktu:

Stół do masażu Nexus jest przeznaczony do prowadzenia zabiegów **ręcznego masażu leczniczego** mających na celu łagodzenie urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu stół znajduje również wielu klientów w dziedzinie **Medical SPA & Wellness**.

185 kg Maks. obciążenie 48-105 cm Regulacja wysokości Peacock Kolor tapicerki 2-sek.
Konstrukcja stołu



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

STÓŁ DO RĘCZNEGO MASAŻU LECZNICZEGO

Nexus S2 kolor Peacock

Stabilność, ergonomia i autoryzacja dostępu - dla terapeutów manualnych i Medical SPA

Stół do masażu **Nexus** został stworzony z myślą o masażystach i terapeutach manualnych, poszukujących stabilnego i wygodnego urządzenia do pracy. Każdy stół z linii Nexus wyposażony

jest w **zastrzeżoną wzorem użytkowym ramkę**, umożliwiającą komfortową regulację góra/dół bezpośrednio pod leżyskiem.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii stół Nexus uzyskał niepowtarzalne detale wykończeniowe. Każda z części składowych wykonana jest z maksymalną precyzją i niezawodnością. Wymiary oraz parametry użytkowe opracowano przy współudziale inżynierów oraz specjalistów z dziedziny rehabilitacji, kosmetologii i masażu.

185 kg Maks. obciążenie 48-105 cm Regulacja wysokości Peacock Kolor tapicerki 2-sek. Konstrukcja stołu

Cechy charakterystyczne

- Solidna, **nożycowa konstrukcja** zapewniająca stabilność podczas zabiegu
- Wytrzymały – maksymalne obciążenie stołu to **185 kg**
- **Autoryzacja dostępu** – zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień stołu
- Zastrzeżona wzorem użytkowym **ramka regulacji góra/dół** umieszczona bezpośrednio pod leżyskiem
- **Wielowarstwowa tapicerka** w kolorze **Peacock** – wytrzymałe, cieczo odporne materiały gwarantujące wieloletnie użytkowanie
- Opcja **podgrzewanego leżyska** o dwustopniowej regulacji temperatury
- Estetyczny i nowoczesny design – doskonały do gabinetów rehabilitacyjnych, SPA & Wellness
- W zestawie **wieszak na ręcznik papierowy**

Wskazania do masażu

Stół do masażu Nexus umożliwia przyjęcie właściwej pozycji do masażu pacjentom dotkniętym schorzeniami takimi jak:

Ból szyjnego odcinka kręgosłupa Przewlekły ból lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa Przewlekły ból w dolnym odcinku kręgosłupa Zespół bolesnego barku Napięciowy ból głowy Przeciążenie zawodowe Przewlekły ból pleców Choroba dyskowa kręgosłupa Zespół skrzyżowania górnego Zespół opóźnionego bólu mięśniowego Zaburzenia napięcia mięśniowego Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego Mukowiscydoza Ból w zmęczeniu mięśnia czworogłowego

Dane techniczne

Parametr	Sekcja	Wartość
Długość leża [cm]	Sekcja przednia	46
	Sekcja tylna	159
	Całkowita	205
Regulacja kąta uniesienia / opadania [°]	Sekcja przednia	40 / 70
Regulacja wysokości [cm]	Minimum	48 ±1
	Maksimum	105 ±1
Szerokość leża [cm]	Wszystkie sekcje	ok. 69
Obciążenie stołu [kg]	Maksymalne	185

Masa stołu [kg]	-	85
Wyrób medyczny		

Informacje:

Szerokość: 69 cm
 Długość: 205 cm
 Masa: 85 kg
 Zakres regulacji kąta pochylecia zagłówek: -70 - +40°
 Linia: Nexus
 Liczba sekcji: 2
 Typ stołu: Regulowana wysokość
 Zakres regulacji wysokości: 48 - 105 cm
 Typ regulacji wysokości: Elektryczna
 Maksymalne obciążenie: 185 kg
 Funkcja pionizacji: Nie
 Podgrzewane leże: Tak
 PAS: Tak
 Hallotronic: Nie
 Smart4Arms: Nie

Model: