



Stół do masażu Nexus S4 + Redcord Active Pro

Opis produktu:

Kompletne rozwiązanie dla nowoczesnej fizjoterapii i treningu sportowego. **Stół masażu Nexus z 4-sekcyjną regulacją w kolorze grafitowym** zapewnia precyzyjne pozycjonowanie pacjenta podczas zabiegów terapeutycznych. W zestawie **system REDCORD ACTIVE PRO do ćwiczeń w podwieszeniu**, idealny do rehabilitacji sportowej i treningu funkcjonalnego. Połączenie tradycyjnej terapii manualnej z innowacyjnymi metodami treningowymi umożliwia kompleksową opiekę nad pacjentem - od masażu relaksacyjnego po zaawansowaną rehabilitację sportową.

Zestaw zawiera:

Stół do masażu Nexus S4 w kolorze grafitowym

Redcord Active Pro

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do ręcznego masażu leczniczego Nexus S4 w kolorze grafitowym

Stół Nexus S4 to solidny i wytrzymały stół do terapii manualnej i masażu, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych gabinetach rehabilitacyjnych oraz SPA&Wellness. Posiada nożycową konstrukcję, która zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas zabiegów, a maksymalne obciążenie do 185 kg gwarantuje komfort pracy z różnymi pacjentami.

Stół wyposażony jest w autoryzację dostępu, która zabezpiecza przed niepożądaną zmianą

ustawień, co podnosi bezpieczeństwo i precyzję terapii. Estetyczny i nowoczesny design doskonale wpisuje się w stylistykę nowoczesnych gabinetów, a wielowarstwowa tapicerka z wytrzymałych, cieczoodpornych materiałów zapewnia długotrwałe użytkowanie i łatwość utrzymania czystości.

Cechy charakterystyczne

- stół o solidnej, nożycowej konstrukcji,
- wytrzymały - maksymalne obciążenie stołu to aż 185 kg,
- wyposażony w autoryzację dostępu zabezpieczającą przed niepożądaną zmianą ustawień stołu,
- estetyczny i nowoczesny design doskonale wpisujący się w stylistykę gabinetów do rehabilitacji, gabinetów SPA & Wellness,
- wielowarstwowa tapicerka wykonana jest z wytrzymałych, cieczoodpornych materiałów, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie stołu.

Wskazania

Stół do masażu Nexus umożliwia przyjęcie właściwej pozycji do masażu pacjentom dotkniętym schorzeniami takimi jak:

- zespół skrzyżowania górnego,
- zespół opóźnionego bólu mięśniowego,
- ból szyjnego odcinka kręgosłupa,
- przeciążenie zawodowe,
- zaburzenia napięcia mięśniowego,
- choroba dyskowa kręgosłupa,
- choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego,
- choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego,
- przewlekły ból lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa,
- zespół bolesnego barku,
- mukowiscydoza,
- przewlekły ból pleców,
- przewlekły ból w dolnym odcinku kręgosłupa,
- ból w zmęczeniu mięśnia czworogłowego,
- napięciowy ból głowy.

Zestaw Redcord Active Pro

Redcord Active PRO to zaawansowany zestaw mocowany do sufitu dla **sportowców, instruktorów fitness oraz trenerów osobistych**. Przeznaczony do ćwiczeń indywidualnych. Możliwość zamocowania na konstrukcji sufitowej lub konstrukcji przyściennej.

Zalety systemów Redcord Active:

- uniwersalność pozwalająca na korzystanie z ćwiczeń w podwieszeniu niezależnie od wieku i umiejętności,
- widoczna poprawa wyników w krótkim czasie,
- łatwość w dostosowaniu do własnego poziomu rozwoju.

Neurac (Neuromuscular Activation) jest nowatorską metodą terapii opracowaną przez norweskich lekarzy i terapeutów w kooperacji ze specjalistami z innych krajów. Teoretyczna podstawa metody **Neurac** wiąże się z generowaniem przez układ nerwowy **prawidłowych wzorców motorycznych** oraz z założeniem, że większość **dysfunkcji narządu ruchu** jest

wywołana poprzez zaburzenie działania mechanizmów, które łączą pracę lokalnych i globalnych grup mięśniowych. **Celem nerwowo-mięśniowej aktywacji (Neurac)** jest przywrócenie prawidłowych programów motorycznych, które jest możliwe tylko na drodze **intensywnego pobudzenia układu nerwowego**. Aby takie działania przyniosły dobre skutki wszystkie ćwiczenia muszą być wykonywane w warunkach wolnych od **dolegliwości bólowych**.

Ćwiczenia w podwieszeniu przy użyciu Redcord są efektywnym i łatwym sposobem na poprawienie ogólnego stanu organizmu, wzmocnienie funkcjonalności konkretnych partii ciała oraz zapobieganie przyszłym urazom. By umożliwić korzystanie z tych ćwiczeń nie tylko terapeutom i ich pacjentom, firma Redcord opracowała systemy odpowiadające na potrzeby profesjonalnych sportowców, instruktorów fitness, trenerów osobistych oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem fizycznym. Inaczej aktywne ćwiczenia rehabilitacyjne, umożliwiają wykonywanie ćwiczeń o różnym stopniu trudności i zaawansowania osobom o różnych poziomach sprawności. Dzięki modułowej konstrukcji aparatów i łatwości tworzenia zestawów, każdy fizjoterapeuta może dostosować zestaw Redcord do potrzeb terapii.

Zalety systemów Redcord Medical:

- system zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu diagnostyki i zabiegów z wykorzystaniem metody Neurac,
- gwarancja bezpiecznego podwieszenia pacjenta,
- efektywne leczenie stanów bólowych,
- łatwość w osiągnięciu poprawnych biomechanicznie pozycji ułożeniowych, dzięki zastosowaniu linek elastycznych,
- szybka i łatwa regulacja linek i podwieszek,
- szeroki wachlarz ćwiczeń w podwieszeniu,
- uniwersalność systemu pozwalająca na dopasowanie do każdego pacjenta,
- swoboda w wykonywaniu ruchu mimo podwieszenia,
- ułatwienie wykonywania zabiegów metodami manualnymi.

Zestaw Redcord Active Pro (101068):

- 1 x aparat TRAINER (110010),
- 1 x kpl. uchwytów zwykłych (111200),
- 1 x kpl. uchwytów PowerGrip (111450),
- 2 x wąskie podwieszki kkd i kkg (111002),
- 1 x szeroka podwieszka pod miednicę (111001),
- 2 x poduszka sensomotoryczna (130030),
- 2 x linka czerwona 60 cm (112020),
- 1 x zestaw montażowy (120710),
- 1 x plakat ćwiczeń (190200).

Informacje:

Szerokość: 69 cm
Długość: 205 cm
Masa: 85 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°
Linia: Nexus
Liczba sekcji: 4

Model:

Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 48 – 105 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 185 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
PAS: Tak
Hallotronic: Nie
Smart4Arms: Nie