

Mankiet do holtera Mobil-O-Graph - OUTLET

Opis produktu:

Wymienny mankiet ciśnieniowy dedykowany do holterów Mobil-O-Graph.

- Produkt pełnowartościowy
- powystawowy



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Mankiet do holtera Mobil-O-Graph

Mankiet bez lateksu, PCW i plastyfikatorów. Mankiet w kształcie stożka, które idealnie pasują do ręki pacjenta. Posiada mechanizm sprzężenia zwrotnego wtyków firmy Schott, który zapewnia łatwe i niezawodne podłączenie mankietów do Mobil-o-Graph.

Informacje:

Kategoria: Aparaty EKG i akcesoria

Model:

Mankiet - rozmiar: XL (38-55 cm)