

Uchwyty elektrod do czepków MultiCap

Opis produktu:

Uchwyty do elektrod kompatybilne z czepkami MultiCap. Zestaw zawiera 23 sztuki, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu stabilnego mocowania i optymalnego funkcjonowania elektrod miseczkowych podczas badań EEG.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dane techniczne i klasyfikacja

Ilość w opakowaniu	23 sztuki
Materiał	Tworzywo sztuczne w kolorze białym
Zastosowanie	Medyczny element systemu elektrodowego
Klasa wyrobu medycznego	Klasa I
Kod EAN	18054655008712
Klasyfikacja eClass	34270190
Numer GMDN	11440

Informacje:

Kategoria: Czepki EEG

Model: