



Stalowe elektrody miseczkowe z przewodem 100 cm

Opis produktu:

Para stalowych elektrod miseczkowych o średnicy 10 mm, przeznaczonych do wielokrotnego użytku. Zestaw wyposażony jest w przewód o długości 100 cm, zakończony 5-pinowym złączem DIN (270°), co zapewnia kompatybilność z wieloma urządzeniami medycznymi do badań EEG, EMG i innych pomiarów elektrofizjologicznych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Niezawodność i wygoda użytkowania

Wytrzymały, skręcany przewód w kolorach czerwonym i czarnym minimalizuje ryzyko zakłóceń i ułatwia identyfikację kanałów. Solidne, stalowe elektrody gwarantują dobrą jakość sygnału i są łatwe w czyszczeniu oraz dezynfekcji, co pozwala na ich wielokrotne i higieniczne użycie w warunkach klinicznych.

Dane techniczne i klasyfikacja

Zawartość zestawu	1 para (2 sztuki)
Długość przewodu	100 cm
Złącze (po stronie urządzenia)	Wtyk 5-pinowy DIN 270°
Średnica elektrody	10 mm
Materiał elektrody	Stal
Typ	Wielokrotnego użytku
Klasa wyrobu medycznego	Klasa I
Kod EAN	18054655036999

Informacje:

Typ elektrody: Miseczkowe
Kabel: 100 cm
Materiał: inny
Kategoria: Elektrody

Model: