



ECI Electro-Gel - Żel przewodzący do EEG 473 ml

Opis produktu:

Profesjonalny żel przewodzący ECI Electro-Gel z zawartością soli. Został opracowany specjalnie do użytku z czepkami EEG i elektrodami miseczkowymi, aby zapewnić najwyższą jakość sygnału diagnostycznego. Dostarczany w wygodnym słoiku o pojemności 473 ml (480 g).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Klucz do precyzyjnego sygnału

Głównym zadaniem żelu ECI jest znacząca redukcja impedancji (oporności) pomiędzy skórą a elektrodą. Dzięki formule z zawartością soli, żel tworzy stabilne i wysoce przewodzące połączenie. Umożliwia to precyzyjne odprowadzanie sygnałów bioelektrycznych, minimalizując zakłócenia i artefakty, co jest kluczowe dla wiarygodności każdego badania EEG.

Dane techniczne i klasyfikacja

Pojemność / Waga	473 ml / 480 g
Formuła	Z zawartością soli (poprawia przewodnictwo)
Główne zastosowanie	Redukcja impedancji elektrod w badaniach EEG
Klasa wyrobu medycznego	Klasa I
Kod EAN	811478011883

Informacje:

Przeznaczenie: EEG

Model:

Rodzaj preparatu: Przewodzący
Konsystencja: Żel
Pojemność: Inny
Klasyfikacja: produkt medyczny