



Zestaw bananków do trakcji (2 szt.) do stołów Galaxy Traction

Opis produktu:

Zestaw dwóch bananków do trakcji, dedykowany do stołów rehabilitacyjnych z serii **Galaxy Traction**. Służą do stabilizacji tułowia pacjenta podczas zabiegów trakcji kręgosłupa, co jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu i skuteczności terapii. Ich ergonomiczny kształt, dopasowany do budowy ciała, zapewnia pacjentowi komfort i pewne podparcie.

Bananki można zamocować na dedykowanym wysięgniku, będącym integralną częścią konstrukcji stołu. Opcjonalnie można jednak dokupić czarne jarzmo, które pozwala na zamocowanie bananków w inny sposób – bezpośrednio między **sekcją środkową a zagłówkiem**, co daje terapeutcie dodatkowe możliwości w zależności od potrzeb zabiegu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw bananków do trakcji do stołów Galaxy Traction

Zestaw bananków do trakcji to kluczowe akcesorium do specjalistycznych **stołów z serii Galaxy Traction**. Ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowej stabilizacji pacjenta, co jest niezbędne dla skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów trakcji kręgosłupa. W połączeniu ze stołem tworzą kompleksowe i profesjonalne stanowisko pracy dla gabinetów fizjoterapeutycznych, klinik rehabilitacyjnych oraz oddziałów szpitalnych.

Inwestycja w **zestaw bananków do trakcji** to gwarancja jakości i efektywności zabiegów. Są to elementy wyposażenia, które zapewniają prawidłowy przebieg terapii, jednocześnie znacząco zwiększając komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki wyjątkowej trwałości, ergonomicznej budowie i estetyce, bananki stanowią wartościowe uzupełnienie każdego profesjonalnego gabinetu.

Wytrzymałość i higiena na najwyższym poziomie

Bananki pokryte są **tapicerką Lux**. Materiał ten wykazuje **wysoką odporność na hydrolizę**, co znacząco ułatwia utrzymanie higieny i dezynfekcję. Jest to kluczowe w środowisku medycznym, gdzie czystość i sterylność sprzętu są absolutnym priorytetem. Dodatkowo materiał cechuje się wysoką odpornością na zadrapania, co gwarantuje, że bananki będą prezentowały się estetycznie nawet po latach intensywnego użytkowania.

W trosce o **środowisko** i zdrowie tapicerka Lux nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników chemicznych. Jest to produkt w pełni **przyjazny dla środowiska**, co wpisuje się w dążenie do stosowania ekologicznych i bezpiecznych rozwiązań w branży medycznej.

Informacje:

Kategoria: Akcesoria do stołów
Typ: 2. Kształtki rehabilitacyjne

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy
Bananki - Jarzmo: nie, tak