



Zestaw bananków do trakcji (2 szt.) do stołu Triton 6M

Opis produktu:

Bananki do trakcji do stołu **Triton 6M**.

Stanowią one kluczowy element wyposażenia, zapewniając prawidłową stabilizację pacjenta podczas zabiegów trakcji kręgosłupa. Ich ergonomiczny kształt został starannie opracowany, aby dopasować się do budowy ciała pacjenta, gwarantując komfort i pewne podparcie bez zbędnego ucisku.

Produkt dostępny jest w kolorze **czarnym**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw bananków do trakcji (2 szt.) do stołu Triton 6M

Bananki do trakcji to kluczowe akcesoria do stołu **Triton 6M**, niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu. Ich głównym zadaniem jest stabilizacja tułowia pacjenta. Dzięki nim siła rozciągająca działa precyzyjnie na wybrany odcinek kręgosłupa, co jest podstawą skutecznej terapii w leczeniu wielu schorzeń.

Bananki do trakcji to inwestycja w jakość i efektywność zabiegów. To wyposażenie, które gwarantuje prawidłowy przebieg terapii i znacząco zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki swojej trwałości i funkcjonalności dopasowanej do potrzeb zabiegu **bananki** stanowią wartościowe uzupełnienie każdego profesjonalnego gabinetu fizjoterapii.

Informacje:

Kategoria: Akcesoria do stołów
Typ: 2. Kształtki rehabilitacyjne

Model: