



PDG-1 - Składany parawan lekarski do gabinetu medycznego

Opis produktu:

Jednoskrzydłowy parawan medyczny to podstawowy element wyposażenia, służący do zapewnienia prywatności pacjentom. Sprawdza się w gabinetach lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

Parawan jest wyposażony w trzy kółka, które ułatwiają jego przesuwanie. Dostarczany jest jako kompletny zestaw z dołączoną tkaniną.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Składany parawan medyczny na kółkach

Stelaż parawanu wykonano ze stali, co zapewnia mu stabilność. Trzy kółka jezdne umożliwiają łatwe manewrowanie i przesuwanie parawanu bez potrzeby jego podnoszenia.

Parawan dostarczany jest w częściach do samodzielnego montażu. Jego konstrukcja pozwala na łatwe zamocowanie tkaniny dostępnej w zestawie.

Cechy parawanu

- **Mobilność** — trzy kółka pozwalają na przesuwanie parawanu po powierzchniach płaskich.
- **Kompletny zestaw** — parawan jest gotowy do użytku po złożeniu, zawiera stelaż i zasłonę.
- **Stalowa rama** — zapewnia stabilność produktu podczas standardowego użytkowania.
- **Samodzielny montaż** — parawan przeznaczony jest do złożenia we własnym zakresie.

Specyfikacja techniczna

Wysokość	1749 mm
Szerokość	992 mm
Szerokość podstawy z kółkami	533 mm
Masa	7,5 kg
Materiał stelaża	Stal
Kółka	3 kółka jezdne
Montaż	Do samodzielnego montażu

Informacje:

Model:

Parawan PDG1 - Kolor: Biały, Niebieski, Żółty, Łososiowy, Zielony, Jasnozielony, Szary, Beżowy