



PDG-1 - Składany parawan bez zasłony

Opis produktu:

Jednoskrzydłowy stelaż parawanu medycznego to podstawowy element wyposażenia, służący do zapewnienia prywatności pacjentom po zamontowaniu tkaniny. Sprawdza się w gabinetach lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

Stelaż jest wyposażony w trzy kółka, które ułatwiają jego przesuwanie. Produkt jest sprzedawany jako sam stelaż, co pozwala na montaż własnego materiału.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Składany parawan medyczny na kółkach (stelaż)

Stelaż parawanu wykonano ze stali, co zapewnia mu stabilność. Trzy kółka jezdne umożliwiają łatwe manewrowanie i przesuwanie parawanu bez potrzeby jego podnoszenia.

Stelaż dostarczany jest w częściach do samodzielnego montażu. Jego konstrukcja pozwala na łatwe zamocowanie własnej tkaniny.

Cechy parawanu

- **Mobilność** — trzy kółka pozwalają na przesuwanie parawanu po powierzchniach płaskich.
- **Możliwość personalizacji** — sam stelaż pozwala na wykorzystanie własnego materiału jako zasłony.
- **Stalowa rama** — zapewnia stabilność produktu podczas standardowego użytkowania.
- **Samodzielny montaż** — parawan przeznaczony jest do złożenia we własnym zakresie.

Specyfikacja techniczna

Wysokość	1749 mm
Szerokość	992 mm
Szerokość podstawy z kółkami	533 mm
Masa	7,5 kg
Materiał stelaża	Stal
Kółka	3 kółka jezdne
Montaż	Do samodzielnego montażu

Informacje:**Model:**