




Proteza jądra N&S marki Promedon

Opis produktu:

Proteza jądra N&S marki Promedon to implant przeznaczony do odtworzenia naturalnego wyglądu moszny u pacjentów po orchidektomii lub z agenezją jąder. Wykonany z niskotwardościowego silikonu medycznego, zapewnia realistyczną konsystencję oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki jednolitej konstrukcji. Dostępny w czterech rozmiarach, łatwy do implantacji różnymi technikami chirurgicznymi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Proteza jądra N&S marki Promedon

Proteza jądra Promedon N&S to nowoczesny, solidny implant wykonany z elastomeru silikonowego o niskiej twardości, który wiernie odwzorowuje kształt, rozmiar oraz konsystencję naturalnego jądra. Proteza została zaprojektowana z myślą o pacjentach po usunięciu jądra (orchidektomii) w wyniku różnych patologii, a także u osób z wrodzonym brakiem jądra (agenezją). Jej głównym celem jest przywrócenie prawidłowego wyglądu moszny oraz poprawa jakości życia pacjenta, także w aspekcie psychologicznym i społecznym.

Implant Promedon N&S charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa – jednolita, solidna konstrukcja z silikonu eliminuje ryzyko wycieków lub naruszenia integralności powłoki. Dzięki dostępności czterech rozmiarów (S, M, L, XL), możliwe jest indywidualne dopasowanie implantu do anatomii każdego pacjenta. Niska twardość użytego elastomeru zapewnia bardzo naturalne odczucia zarówno w dotyku, jak i wyglądzie.

Techniki implantacji

Proteza może być implantowana z wykorzystaniem różnych technik chirurgicznych, co dodatkowo

zwiększa wszechstronność jej zastosowania.

Przeciwwskazania:

Proteza nie powinna być stosowana w przypadku aktywnej infekcji, zwłaszcza w obrębie układu moczowo-płciowego, a także u pacjentów z nowotworem (neoplazją) lub infekcją przezmoszną.

Dane techniczne:

Rozmiar protezy jądra	Wymiary protezy jądra [mm]	Pojemność protezy jądra [cc]
S	31 x 23	9
M	37 x 28	15
L	42 x 32	23
XL	47 x 34	28

Informacje:

Model:

Proteza jądra: Rozmiar S - 31 x 23 mm | 9 cc,
Rozmiar M - 37 x 28 mm | 15 cc, Rozmiar L - 42 x 32 mm | 23 cc, Rozmiar XL - 47 x 34 mm | 28 cc