

Elektroda podciśnieniowa o średnicy 60 mm



Opis produktu:

Elektroda podciśnieniowa o średnicy 60 mm, kompatybilna z urządzeniem do terapii podciśnieniowej Invacmed firmy Meden-Inmed.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda podciśnieniowa o średnicy 60 mm

Elektroda podciśnieniowa o średnicy 60 mm, kompatybilna z urządzeniem do terapii podciśnieniowej Invacmed firmy Meden-Inmed.

Cechy charakterystyczne:

- VEC - 062 - Elektroda podciśnieniowa o średnicy 60 mm

Informacje:

Model: