

Fesia - Elektrody - OUTLET

Opis produktu:

Elektrody Fesia są elementem systemu funkcjonalnej elektrostymulacji (FES), stosowanego w rehabilitacji pacjentów neurologicznych po udarach, urazach rdzenia kręgowego czy ze stwardnieniem rozsianym.

- Produkt pełnowartościowy
- powystawowy

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody Fesia

Elektrody Fesia są elementem systemu funkcjonalnej elektrostymulacji (FES), stosowanego w rehabilitacji pacjentów neurologicznych po udarach, urazach rdzenia kręgowego czy ze stwardnieniem rozsianym. Wielopółkowa budowa elektrod umożliwia precyzyjną stymulację nerwów ruchowych, wywołując skurcze mięśni i przywracając funkcje motoryczne.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Rozmiar/Strona	Nr katalogowy
Elektrody Fesia Grasp	Lewe, Małe	ELFR.LS
Elektrody Fesia Grasp	Prawe, Małe	ELFR.RS
Elektrody Fesia Grasp	Lewe, Średnie	ELFR.LM
Elektrody Fesia Grasp	Prawe, Średnie	ELFR.RM

Elektrody Fesia Bike	Obustronne, Uniwersalne	ELTH.UU1
Elektrody Fesia Walk U2	Lewe, Uniwersalne	ELSH.LU2
Elektrody Fesia Walk U2	Prawe, Uniwersalne	ELSH.RU2
Elektrody Fesia Walk U1	Lewe, Uniwersalne	ELSH.LU1
Elektrody Fesia Walk U1	Prawe, Uniwersalne	ELSH.RU1

Informacje:

Kategoria: Elektrody

Model:

Fesia - Elektrody: Fesia Bike

Fesia - Elektroda: obustronne, uniwersalne
(ELTH.UU1)