



Akcesoria do monitorów pacjenta Lepu Medical

Opis produktu:

Akcesoria dedykowane do monitorów pacjenta Lepu Medical - kable EKG, mankiety ciśnieniowe dla wszystkich grup wiekowych oraz komponenty do pełnej funkcjonalności urządzeń monitorujących.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Lp.	Akcesorium
1	Kabel EKG 5-odprowadzeniowy / dla dorosłych / na zatrzask (standard polski i europejski)
2	Kabel EKG 3-odprowadzeniowy / dla noworodków / na klips (okrągły)
3	Mankiet do pomiaru ciśnienia (NIBP) / dla dorosłych / duży / obwód 40-48 cm
4	Mankiet do pomiaru ciśnienia (NIBP) / dla dorosłych / średni / obwód 27-42 cm
5	Mankiet do pomiaru ciśnienia (NIBP) / dla dorosłych / średni / obwód 21-35 cm
6	Mankiet do pomiaru ciśnienia (NIBP) / pediatryczny / duży / obwód 18-26 cm
7	Mankiet do pomiaru ciśnienia (NIBP) / pediatryczny / średni / obwód 10-19 cm
8	Mankiet do pomiaru ciśnienia (NIBP) / pediatryczny / mały / obwód 6-11 cm
9	Czujnik SpO ₂ / dla dorosłych / na klips / analogowy / (złącze typu D) / 0,9 m
10	Analogowy kabel połączeniowy do czujnika SpO ₂
11	Akumulator litowy
12	Kabel EKG 12-odprowadzeniowy (kompatybilny z K12, K15)
13	Wózek pod monitor pacjenta

14

Drukarka

Informacje:**Model:**

Lepu Medical - Akcesoria: Kabel EKG 5-odp. / dorośli / zatrzask, Kabel EKG 3-odp. / noworodki / klips, Mankiet NIBP dorośli L (40-48 cm), Mankiet NIBP dorośli M (27-42 cm), Mankiet NIBP dorośli M (21-35 cm), Mankiet NIBP pediatryczny L (18-26 cm), Mankiet NIBP pediatryczny M (10-19 cm), Mankiet NIBP pediatryczny S (6-11 cm), Czujnik SpO₂ dorośli (klips), Przedłużacz SpO₂ (analogowy), Akumulator litowy, Kabel EKG 12-odp. dla K12/K15, Wózek pod monitor, Drukarka