



RehaMoto LGT-5100D - Akcesoria

Opis produktu:

Dedykowane akcesoria do rotora RehaMoto LGT-5100D pozwalają na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb pacjenta, zwiększając komfort i bezpieczeństwo treningu oraz skutecznie wspierając proces rehabilitacji.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Akcesoria do rotora RehaMoto LGT-5100D

Nazwa	Opis	Nr katalogowy
Rękawica dla tetraplegików (mankiet)	Mankiet do rotora LGT-5100D, przeznaczony do treningu aktywnego i pasywnego. Wspomaga mocowanie dłoni. W opakowaniu para.	5100D021
Rękawica dla tetraplegików (pełna)	Pełna rękawica dla tetraplegików, zapewniająca wsparcie dla dłoni. Kolor granatowy. W opakowaniu 2 sztuki.	5100D028
Podpórka przedramienia	Podpórka pod nadgarstek i dłoń, zapewniająca stabilizację kończyny górnej podczas ćwiczeń. W opakowaniu 2 sztuki.	5100D022
Pojedyncze mocowanie wózka inwalidzkiego	System do stabilizacji wózka inwalidzkiego przy urządzeniu, podnoszący bezpieczeństwo i komfort pacjenta podczas ćwiczeń. W opakowaniu 2 sztuki.	5100D024
Podwójne mocowanie wózka inwalidzkiego	System do stabilizacji wózka inwalidzkiego, zapewniający podwójne punkty mocowania dla maksymalnego bezpieczeństwa i stabilności podczas ćwiczeń.	5100D023
Kontroler stawu skokowego	Elastyczne wsparcie dla kończyn dolnych, wspomagające prawidłowy ruch obrotowy na pedałach. W opakowaniu 2 sztuki.	5100D027
Korba do regulacji promienia obrotu	Akcesorium umożliwiające regulację promienia obrotu pedałów. Pozwala dostosować zakres ruchu do indywidualnych potrzeb pacjenta.	5100D026

Informacje:

Model:

RehaMoto LGT-5100D - Akcesoria: kontroler stawu skokowego, korba do regulacji nogą, podpórka przedramienia, podwójne mocowanie wózka inwalidzkiego, pojedyncze mocowanie wózka inwalidzkiego, rękawica dla tetraplegików (mankiet), rękawica dla tetraplegików (pełna)