

Kabel kierunkowy GDCN do urządzenia NESA X SIGNAL



Opis produktu:

Kabel kierunkowy GDCN o długości 2 metrów, dedykowany do systemu neuromodulacji NESA X SIGNAL®. Odpowiada za połączenie urządzenia z samoprzylepną elektrodą (EKG).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Kabel kierunkowy GDCN
Numer katalogowy	C0013
Zastosowanie	Połączenie urządzenia NESA X SIGNAL® z samoprzylepną elektrodą (EKG)
Długość	2 m
Kolor	Czarny
Kompatybilność	Urządzenie NESA X SIGNAL®, standardowe elektrody samoprzylepne EKG

Informacje:

Model: