

Zestaw NESA KIT - rękawiczki i skarpetki



Opis produktu:

Rękawiczki i skarpetki, służące do mocowania elektrod podczas terapii NESA. Produkty są przeznaczone do użytku przez jednego pacjenta i należy je wymienić po 100 praniach w celu zachowania ich właściwości.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw NESA KIT - rękawiczki i skarpetki

Nr katalogowy	Rozmiar
GT0006	XS
GT0007	S
GT0008	M
GT0009	L
GT0010	XL

Informacje:

Model:

Rozmiar: XS, S, M, L, XL