

Szafka przyłóżkowa Vitano

Opis produktu:



Szafka przyłóżkowa Vitano posiada obrotowy korpus, umożliwiając pacjentowi łatwy dostęp do przedmiotów osobistych z obu stron łóżka. Regulowany blat boczny z płynną regulacją wysokości (78-113 cm) i kąta pochylenia (30-60°) zapewnia stabilną powierzchnię do serwowania posiłków. Szuflady z mechanizmem cichego domykania oraz dodatkowa szuflada na kaptcie pomagają w utrzymaniu porządku.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Szafka przyłóżkowa z regulowanym blatem

Szafka przyłóżkowa Vitano została zaprojektowana z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pacjenta. Dzięki obrotowemu korpusowi szafkę można użytkować z obu stron, co umożliwia pacjentowi wygodny dostęp do swoich przedmiotów osobistych.

Duży blat boczny z regulacją wysokości stanowi stabilną powierzchnię do serwowania posiłków i napojów, a przemyślana konstrukcja oferuje dużo miejsca do przechowywania.

Obustronny dostęp

Obrotowy korpus szafki umożliwia wygodne korzystanie z niej z obu stron łóżka, zapewniając pacjentowi łatwy i bezpieczny dostęp do jej zawartości bez względu na ustawienie.

Regulowany i stabilny blat boczny

Blat boczny posiada płynną regulację wysokości oraz kąta pochylenia. Wysoka stabilność konstrukcji zapobiega przechylaniu się szafki, nawet gdy blat jest mocno obciążony.

Funkcjonalne przechowywanie

Szuflady wyposażone w mechanizm cichego domykania oraz dodatkowa szuflada na kaptcie ułatwiają utrzymanie porządku wokół łóżka pacjenta i oferują szeroki zakres opcji przechowywania.

Bezpieczeństwo i łatwość czyszczenia

Półka z płytą tylną ogranicza dostęp osobom nieuprawnionym i zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjenta. Błat górny i boczny wykonane są z łatwego w utrzymaniu w czystości tworzywa HPL.

Informacje:

Kąt nachylenia blatu bocznego: 30 – 60°
Maksymalne obciążenie blatu bocznego
(centralnie): max. 20 kg
Maksymalne obciążenie blatu górnego: ok. 50 kg
Maksymalne obciążenie wysuniętej górnej
szuflady: ok. 20 kg
Waga całkowita: ok. 42 kg
Waga całkowita (z blatem bocznym): ok. 50 kg
Wymiary blatu bocznego: 40 x 55,4 cm
Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. (z blatem
bocznym, złożonym): 61,3 x 45,9 x 88,4 cm
Zakres regulacji wysokości blatu bocznego: 78 -
113 cm

Model: