

Szafka przyłóżkowa Soreno eco

Opis produktu:



Szafka przyłóżkowa Soreno eco to praktyczne wsparcie dla pacjentów i personelu, oferujące pojemne szuflady i przegrody do przechowywania. Błat boczny z regulacją wysokości od 76 do 111 cm ułatwia pacjentom spożywanie posiłków. Gdy blat nie jest używany, można go złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Szafka przyłóżkowa Soreno Eco

Szafka przyłóżkowa Soreno Eco umożliwia przechowywanie przedmiotów osobistych, takich jak okulary, telefon czy książki, w łatwo dostępnym miejscu przy łóżku, dzięki lekko otwieranym szufladom i pojemnym przegrodom.

Stabilna konstrukcja i przemyślany układ sprawiają, że szafka stanowi praktyczne wsparcie zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Model Soreno Eco harmonijnie komponuje się z designem łóżek szpitalnych i innymi meblami w salach pacjentów.

Regulowany blat boczny

Błat boczny posiada regulację wysokości, co sprawdza się podczas spożywania posiłków oraz odkładania naczyń. Gdy blat nie jest używany, można go w łatwy sposób złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.

Wszechstronna przestrzeń

Szafka oferuje wiele miejsca do przechowywania dzięki dwóm szufladom o różnych rozmiarach, pojemnej półce oraz wydzielonemu miejscu na kaptcie.

Informacje:

Model:

Maksymalne obciążenie blatu bocznego

(centralnie): max. 10 kg

Waga całkowita: ok. 34 kg

Wymiary blatu bocznego: 40 x 55,4 cm

Zakres regulacji wysokości blatu bocznego: 76 – 111 cm

Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. (bez blatu bocznego): 43,4 x 45,1 x 87,6 cm

Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. (z blatem złożonym): 55,5 x 45,1 x 87,5 cm