

Łóżko szpitalne Deka



Opis produktu:

Łóżko szpitalne Deka to ekonomiczny wybór dla placówek medycznych, zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i łatwej konserwacji. Opcjonalna wersja z pompą hydrauliczną pozwala na niezależną od zasilania elektrycznego regulację wysokości, co ułatwia personelowi ustawienie ergonomicznej pozycji pracy. Opcjonalne obrotowe barierki boczne 3/4 zapewniają wysokość ochronną 41 cm, zwiększając bezpieczeństwo pacjenta.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Łóżko szpitalne Deka

Łóżko Deka wyróżnia się korzystnym stosunkiem jakości do ceny, stanowiąc ekonomiczny wybór do placówek medycznych. Zostało zaprojektowane z myślą o wytrzymałości oraz łatwej konserwacji, oferując kluczowe funkcje w opiece nad pacjentem.

Dostępna wersja mechaniczna z pompą hydrauliczną niezależna od zasilania elektrycznego i pozwala na łatwą regulację wysokości przy niewielkim wysiłku, co ułatwia personelowi ustawienie ergonomicznej wysokości roboczej.

Wytrzymałość i łatwa konserwacja

Konstrukcja łóżka została zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu i prostocie utrzymania czystości. Dostępna jest również opcjonalna wersja przystosowana do czyszczenia mechanicznego.

Mechaniczna regulacja wysokości

Wersja mechaniczna niezależna od dostępu do zasilania elektrycznego. Wygodna dla pleców regulacja wysokości odbywa się poprzez naciśnięcie pedału pompy hydraulicznej.

Opcjonalne barierki boczne

Łóżko można wyposażyć w łatwe w użyciu, obrotowe barierki boczne typu 3/4, które zapewniają ochronę do wysokości 41 cm, zwiększając bezpieczeństwo pacjenta.

Regulowane segmenty leża

Leże dostępne jest w standardowej wersji 2-sekcyjnej lub opcjonalnej wersji 4-sekcyjnej, co pozwala na dopasowanie i uzyskanie wygodnej pozycji leżącej dla pacjenta.

Informacje:

Maksymalna masa pacjenta: ok. 185-215 kg
Bezpieczne obciążenie robocze: 225 kg
Zakres regulacji wysokości leża: ok. 50/55 cm
Leże (wymiary materaca): 90 x 200 cm
Kąt regulacji oparcia pleców: 70°
Wymiary zewnętrzne bez barierok bocznych: 95 x 213 cm
Wymiary zewnętrzne z barierkami bocznymi: 102,5 x 213 cm
Wysokość ochronna barierok bocznych $\frac{3}{4}$: 41 cm

Model:

Stieglmeyer - Wieszak na kroplówkę: nie, tak
Stieglmeyer - Wysięgnik z uchwytem ręki: nie, tak
Stieglmeyer - Podwójna rama wyciągowa: nie, tak