

Elektryczne łóżko szpitalne Puro



Opis produktu:

Elektryczne łóżko szpitalne Puro łączy funkcjonalność z możliwością mocowania akcesoriów, co pozwala na jego dostosowanie do różnych zadań na oddziałach, w tym na oddziałach intensywnej terapii. Dzielone barierki boczne MultiFlex+ ułatwiają personelowi dostęp do pacjenta w celu wykonywania czynności pielęgnacyjnych. Łóżko posiada wbudowane przedłużenie leża o 28 cm, co pozwala na dostosowanie jego długości do wzrostu pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektryczne łóżko szpitalne Puro

Elektryczne łóżko szpitalne Puro łączy w sobie elegancję i funkcjonalność, spełniając różne zadania na oddziałach szpitalnych.

Dzięki licznym opcjom mocowania akcesoriów, łóżko Puro wspiera również pracę personelu na oddziałach intensywnej terapii, dostosowując się do specyficznych potrzeb placówki.

Dzielone barierki boczne MultiFlex+

Łóżko wyposażono w dzielone barierki boczne MultiFlex+, które zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, jednocześnie ułatwiając personelowi dostęp i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych.

Zintegrowane przedłużenie leża

Wbudowana funkcja przedłużenia leża o 28 cm umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie długości łóżka do wzrostu pacjenta bez potrzeby użycia dodatkowych akcesoriów.

Łatwa konserwacja i czyszczenie

Przemysłana konstrukcja zapewnia bezproblemowy dostęp do podzespołów, co sprawia, że czyszczenie i konserwacja łóżka przebiegają sprawnie i bez trudu.

Informacje:

Maksymalna waga pacjenta: 235 – 265 kg
Bezpieczne obciążenie robocze: 275 kg
Kąt odchylenia oparcia pleców: 70°
Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 17°
Kąt przechyłu Trendelenburga: 17°
Wymiary leża (wymiary materaca) w cm: 90 x 200
Wymiary zewnętrzne w cm: 103,5 x 218,5
Wysokość zabezpieczenia barierki bocznych
Protega: 42 cm
Zakres regulacji wysokości leża: 35 – 91 cm

Model:

Stiegmeyer - Wieszak na kroplówki: nie, tak
Stiegmeyer - Wysięgnik z uchwytem ręki: nie, tak
Stiegmeyer - Podwójna rama wyciągowa: nie, tak