

Łóżko do opieki długoterminowej Libra

Opis produktu:



Łóżko do opieki długoterminowej Libra w wariantcie niskim zaprojektowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy zachowaniu swobody ruchu pacjenta. Leże można obniżyć do wysokości 25 cm, co minimalizuje ryzyko urazów w przypadku upadku i ułatwia pacjentom wstawanie. **W standardzie łóżko posiada całe barierki boczne**, a opcja dzielonych barierek umożliwia dostosowanie poziomu zabezpieczenia do indywidualnych potrzeb (ich beznarzędziowy demontaż ułatwia dostęp do pacjenta).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko do opieki długoterminowej Libra

Łóżko Libra w wariantcie niskim z opcjonalnymi dzielonymi barierkami bocznymi zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu swobody ruchu użytkownika.

Jego najniższa pozycja leża, na wysokości zaledwie 25 cm od podłogi, minimalizuje ryzyko urazów w przypadku upadku. Dzielone barierki boczne od strony głowy pozostawiają wystarczająco dużo miejsca, aby swobodnie wejść i wyjść z łóżka.

Szeroki zakres regulacji wysokości

Regulacja wysokości leża w zakresie od ok. 25 cm do 80 cm sprzyja ergonomicznej pracy personelu oraz minimalizuje ryzyko upadków pacjenta, ułatwiając wstawanie.

Indywidualna ochrona

Opcjonalne dzielone barierki boczne pozwalają na dostosowanie poziomu zabezpieczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta w każdej sytuacji, zapewniając ochronę tam, gdzie jest to konieczne.

Beznarzędziowy demontaż barierek

Systemy Vario Safe lub Easy Click umożliwiają szybki i prosty demontaż wszystkich barierek bocznych bez użycia jakichkolwiek narzędzi, co ułatwia dostęp do pacjenta i obsługę łóżka.

Domowy wygląd

Możliwość wyboru szczytów, drewnianych dekorów i tapicerki pozwala na dopasowanie wyglądu łóżka do otoczenia, nadając mu bardziej domowy i przyjazny charakter.

Informacje:

Maksymalna waga pacjenta: ok. 185 - 210 kg
Wymiary zewnętrzne: 104,0 x 209,4 lub 114,0 x 209,4 cm
Bezpieczne obciążenie robocze: 225 kg
Kąt odchylenia oparcia pleców: do 70°
Kąt podparcia dolnej części nogi (regulacja Rastomat): 20°
Kąt podparcia górnej części nogi: do 40°
Zakres regulacji wysokości leża: ok. 25 - 80 cm
Barierki boczne na całej długości leża (DSE) z Easy Click: 41 cm
Dzielone barierki boczne (KSE) z Easy Click: 41 cm
Dzielone barierki boczne z systemem Vario Safe: 40,5 cm
Kompensacja długości oparcia: 8 cm
Obracanie głowy i stopy w dół: do 12°
Przedłużenie łóżka: do 20 cm
Wymiary leża (wymiary materaca): 90 lub 100 x 200 cm
Wymiary sekcji oparcia (układ powierzchni odchylanej): 72 / 25 / 33 / 54 cm

Model:

Stiegmeyer - Wieszak na kroplówki: tak, nie
Stiegmeyer - Wysięgnik z uchwytem ręki: nie, tak
Stiegmeyer - Szerokość leża: 100 cm, 90 cm (standard)
Stiegmeyer - Komplet barierek dzielonych: nie, tak
Stiegmeyer - Półka na pościel: nie, tak