

Elektryczne łóżko szpitalne Evario



Opis produktu:

Elektryczne łóżko szpitalne Evario to rozwiązanie modułowe, które można dostosować do specyficznych potrzeb placówki dzięki możliwości wyboru szerokości leża (87 cm lub 90 cm). Zakres regulacji wysokości leża od 35 cm do 91 cm pozwala na dostosowanie łóżka do potrzeb pacjenta i ułatwia pracę personelowi medycznemu. Wbudowane przedłużenie leża o 28 cm pozwala na komfortowe ułożenie wyższych pacjentów.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektryczne łóżko szpitalne Evario

Elektryczne łóżko szpitalne Evario zostało zaprojektowane w systemie modułowym, co pozwala na dostosowanie go do specyficznych wymagań placówki. Dostępne jest w dwóch wariantach szerokości leża, 87 cm lub 90 cm, przy czym węższa wersja ułatwia manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.

Możliwość łączenia różnych dekorów i kształtów elementów łóżka pozwala na stworzenie indywidualnego wyglądu, od przytulnego po nowoczesny, co może wpłynąć na poprawę jakości pomieszczeń dla pacjentów.

Zintegrowane przedłużenie leża

Wbudowane przedłużenie leża o 28 cm jest praktycznym rozwiązaniem, które pozwala na komfortowe ułożenie również wyższych pacjentów bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów.

Ułatwione czyszczenie i konserwacja

Konstrukcja łóżka, charakteryzująca się dużymi, gładkimi powierzchniami i dobrym dostępem do wszystkich komponentów, została zaprojektowana w celu ułatwienia procesów czyszczenia i konserwacji.

Szeroki zakres regulacji wysokości

Leże łożka Evario posiada zakres regulacji wysokości od ok. 35 cm do 91 cm, co umożliwia dopasowanie pozycji do potrzeb pacjenta oraz ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Informacje:

Maksymalna waga pacjenta: 220 – 250 kg
Wymiary zewnętrzne: 99,7 x 219 cm (dla szer. 87 cm) / 103,8 x 219 cm (dla szer. 90 cm)
Bezpieczne obciążenie robocze: 260 kg
Kąt odchylenia oparcia pleców: 70°
Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 15°
Kąt przechyłu Trendelenburga: 14°
Wysokość zabezpieczenia barierki bocznych Protega: 42 cm
Zakres regulacji wysokości leża: 35 – 91 cm
Wymiary leża (wymiary materaca): 87 x 200 cm / 90 x 200 cm
Wysokość zabezpieczenia barierki bocznych 3/4: 39 cm (dla leża 87 cm)
Zakres regulacji wysokości leża z kołami Linea Ø 150 mm: 32 – 88 cm

Model:

Stiegemeyer - Wieszak na kroplówki: nie, tak
Stiegemeyer - Wysięgnik z uchwytem ręki: nie, tak
Stiegemeyer - Podwójna rama wyciągowa: nie, tak