

Elektryczne łóżko szpitalne Evario one

Opis produktu:



Elektryczne łóżko szpitalne Evario one zostało zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu obciążenia fizycznego personelu i wspieraniu go w codziennych zadaniach. Łatwość obsługi pozwala na szybkie dostosowanie pozycji i funkcji do potrzeb pacjenta. Systemy barierek bocznych, dostosowane do różnych potrzeb, pomagają w zapewnieniu bezpiecznego środowiska dla pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektryczne łóżko szpitalne Evario one

Evario one to regulowane elektrycznie łóżko szpitalne, zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu stresu i obciążenia fizycznego w codziennej pracy szpitalnej. Konstrukcja koncentruje się na kluczowych aspektach, takich jak łatwość obsługi, bezpieczeństwo i komfort pacjenta.

Łóżko łączy w sobie wiele przydatnych funkcji, które odciążają personel i wspomagają różnorodne procesy opiekuńcze. Oferuje przy tym dwa systemy barierek bocznych do wyboru: **plastikowe** (dostępne na całej długości ze zintegrowanym sterowaniem, w wariantcie dzielonym 50/50) oraz **metalowe** (3/4 długości łóżka).

Optymalne wsparcie personelu

Konstrukcja łóżka Evario one została opracowana w celu odciążenia personelu medycznego i wsparcia go w codziennych zadaniach, co przekłada się na efektywność opieki.

Intuicyjna obsługa

Projekt łóżka stawia na łatwość obsługi, co pozwala na szybkie i bezproblemowe dostosowanie pozycji oraz funkcji do aktualnych potrzeb pacjenta i procedur medycznych.

Bezpieczeństwo pacjenta

Kluczowym elementem bezpieczeństwa jest możliwość wyboru jednego z dwóch systemów barier (plastikowych lub metalowych), co pozwala idealnie dopasować poziom zabezpieczenia do stanu i mobilności pacjenta.

Komfort dla pacjentów

Możliwości regulacji łóżka oraz jego konstrukcja zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu, który jest istotnym elementem procesu rekonwalescencji.

Informacje:

Maksymalna masa pacjenta: 240 kg
Wymiary zewnętrzne: 99,7 x 214 cm
Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg
Kąt odchylenia oparcia pleców: 70°
Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 15,5°
Kąt przechyłu Trendelenburga: 15,5°
Leże (wymiary materaca): 87/90 x 200 cm
Powierzchnia leża (wymiary materaca): 99,7 x 219 cm
Wysokość ochronna barier bocznych 3/4: 38 cm
Wysokość ochronna plastikowych barier bocznych 50/50: 40 cm
Zakres regulacji wysokości leża (koła z osłoną Ø 125 mm): 36 - 80 cm
Zakres regulacji wysokości leża (koło zintegrowane Ø 150 mm): 38 - 82 cm

Model:

Stiegmeyer - Wieszak na kroplówki: nie, tak
Stiegmeyer - Wysięgnik z uchwytem ręki: nie, tak
Stiegmeyer - Podwójna rama wyciągowa: nie, tak
Stiegmeyer - Bariery: plastikowe, metalowe