

Elektryczne łóżko szpitalne Evario z wagą



Opis produktu:

Elektryczne łóżko szpitalne Evario z wagą przeznaczone jest do użytku na oddziałach intensywnej terapii. Zintegrowany system wagowy monitoruje masę ciała pacjenta z dokładnością do 200 gramów, dostarczając danych wspierających proces diagnostyczny i terapeutyczny. Możliwość regulacji wysokości leża w zakresie 35-91 cm oraz pozycje Trendelenburga i anti-Trendelenburga ułatwiają dopasowanie łóżka do potrzeb terapeutycznych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektryczne łóżko szpitalne Evario z wagą

Elektryczne łóżko szpitalne Evario zostało zaprojektowane z myślą o wysokich wymaganiach oddziałów intensywnej terapii. Zintegrowany system wagowy umożliwia precyzyjne monitorowanie masy ciała pacjenta, co ułatwia postawienie diagnozy i wdrożenie prawidłowego leczenia.

Waga wbudowana w łóżko monitoruje wagę pacjenta z dokładnością do 200 gramów, dostarczając kluczowych danych dla personelu medycznego.

Zintegrowany system wagowy

Waga umożliwia monitorowanie wagi pacjenta z dokładnością do 200 gramów. Ułatwia to prowadzenie anamnezy, co jest kluczowe dla prawidłowej diagnozy i terapii.

Intuicyjna obsługa

Proste ustawienia dostępne na pilocie pozwalają na łatwe obliczenie wagi dodatkowych akcesoriów,

takich jak materac, co pozwala na uzyskanie dokładnej wagi pacjenta.

Szeroki zakres pozycjonowania

Możliwość regulacji wysokości leża w zakresie 35-91 cm, kąta oparcia pleców do 70° oraz pozycje Trendelenburga (14°) i anty-Trendelenburga (15°) pozwalają na dostosowanie łóżka do potrzeb terapeutycznych.

Informacje:

Maksymalna waga pacjenta: ok. 220 – 250 kg
Wymiary zewnętrzne: 103,8 x 219 cm
Bezpieczne obciążenie robocze: 260 kg
Kąt odchylenia oparcia pleców: 70°
Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 15°
Kąt przechyłu Trendelenburga: 14°
Wysokość zabezpieczenia barierki bocznych
Protega: ok. 42 cm
Zakres regulacji wysokości leża: ok. 35 – 91 cm
Wymiary leża (wymiary materaca): 90 x 200 cm

Model:

Stiegmeyer - Wieszak na kroplówki: nie, tak
Stiegmeyer - Podwójna rama wyciągowa: nie, tak