



Carbon Bike RS Manual Black - Rower treningowy magnetyczny

Opis produktu:

Carbon Bike RS Manual Black to rower stacjonarny o wzmocnionej konstrukcji, przeznaczony do intensywnego użytku. Jego magnetyczny system oporu z 8-stopniową regulacją oraz koło zamachowe o wadze 14 kg umożliwiają prowadzenie terapii opartej na płynnym ruchu i precyzyjnie dawkowanym obciążeniu. Stabilna rama o nośności do 130 kg oraz regulacja siodełka w pionie i poziomie pozwalają na bezpieczne dopasowanie urządzenia do pacjentów o różnych warunkach fizycznych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Carbon Bike RS Manual Black

Rower stacjonarny Carbon Bike RS Manual został zaprojektowany do intensywnego użytku. Wyposażony jest w magnetyczny system oporu z 8-stopniową, manualną regulacją oraz koło zamachowe o wadze 14 kg, co pozwala na płynną pracę urządzenia.

Duży i czytelny wyświetlacz LCD na bieżąco prezentuje kluczowe parametry treningu, takie jak

czas, prędkość, przebyty dystans, spalone kalorie oraz aktualny puls.

Gwarancja

Domowa

2 lata

Gwarancja domowa

×

Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Zamknij okno

Półkomercyjna

brak

Gwarancja półkomercyjna

×

Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie.

Zamknij okno

Komercyjna

brak

Gwarancja komercyjna

×

Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia

posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny dziennie.

Zamknij okno

Wzmocniona konstrukcja „Box Frame”

Specjalna, wzmocniona konstrukcja ramy zapewnia wysoką wytrzymałość oraz stabilność urządzenia nawet podczas bardzo intensywnego pedałowania.

Komfortowe siodełko XXL

Duże siodełko w rozmiarze XXL z możliwością regulacji w pionie i w poziomie pozwala na idealne dopasowanie do budowy ciała użytkownika, zapewniając wygodę w trakcie ćwiczeń.

Zintegrowany nawiew

Wbudowany w konsolę nawiew dostarcza przyjemny powiew chłodnego powietrza, zwiększając komfort podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Pomiar pulsu

Urządzenie umożliwia kontrolę tętna za pomocą precyzyjnych czujników umieszczonych na uchwytach kierownicy. Rower jest także kompatybilny z telemetrycznym systemem pomiaru pulsu (wymagana dodatkowa opaska).

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość	
Sposób użytkowania	Intensywny	
Maksymalna waga użytkownika	130 kg	
System oporu	Magnetyczny	
Waga koła zamachowego	14 kg	
Regulacja oporu	Manualna, 8 poziomów	
Regulacja siodełka	W pionie i w poziomie	
Pomiar pulsu	Sensory dotykowe, telemetryczny (opaska jako dodatek)	
Wyświetlacz	LCD	
Funkcje komputera	Czas, prędkość, dystans, kalorie, puls, Recovery Test	
Nawiew	Tak	
Uchwyt na bidon	Tak	
Kółka transportowe	Tak	

Wymiary (dł./szer./wys.)	115 cm / 54 cm / 153 cm
Waga urządzenia	53 kg

Informacje:**Model:**