

Podnośnik mobilny pacjenta PatiHoist - OUTLET


Opis produktu:

Podnośnik PatiHoist ułatwia podnoszenie i transport pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności.

- Produkt pełnowartościowy.
- Powystawowy.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik PatiHoist

Podnośnik PatiHoist przeznaczony jest do pomocy w podnoszeniu i transporcie pacjentów w pomieszczeniach, a także zmiany pozycji osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją. **Podnośnik PatiHoist** umożliwia podnoszenie pacjenta z **łóżka rehabilitacyjnego**, wanny lub brodzika, a nawet bezpośrednio z podłogi dzięki odpowiedniej **podwieszce**.

Dzięki możliwości szybkiego składania świetnie nadaje się do użytku domowego jak i w publicznych zakładach opieki.

Cechy charakterystyczne:

- podnośnik w standardzie wyposażony jest w podstawowe zawiesie stałe 2-punktowe,
- koła umożliwiające manewrowanie nawet w niewielkich i wąskich pomieszczeniach,
- tylne koła wyposażone w hamulce,
- możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z podłogi,
- regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pedału nożnego,
- mechanizm opuszczania awaryjnego zwiększający bezpieczeństwo pacjenta,
- sygnały wizualne i dźwiękowe informujące o niskim poziomie naładowania akumulatora,

Zalety:

- regulowany rozstaw nóg,
- prosty w użyciu pilot,
- długi czas pracy bez konieczności ładowania,
- szeroki wybór podwieszek: transportowe, kąpielowe, toaletowe,
- szybki i prosty montaż oraz demontaż, bez użycia narzędzi,
- koła skrętne 360° z hamulcami,
- podnośnik można złożyć, aby ułatwić przechowywanie.

Główne zastosowanie:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed

PatiHoist - cechy produktu:

Pedał nożny - umożliwia rozłożenie nóg podstawy urządzenia

Zawiesie - obracane o 360 ° do mocowania podwieszki

Zdalne sterowanie - ergonomiczne i łatwe

Akumulator - pojemny akumulator 4,5 Ah

Kółka z hamulcem - hamulce w tylnych kołach uniemożliwiają ruch urządzenia podczas użytkowania

Kompaktowe wymiary - podnośnik można złożyć, aby ułatwić przechowywanie

Informacje:

Kategoria: Podnośniki dla niepełnosprawnych
Szerokość: 62 cm
Waga: 39 kg
Długość: 127 cm
Wysokość: 134 cm
Typ podnośnika: transportowy
Maksymalny udźwig: 160 kg
Regulacja rozstawu: mechaniczna
Sterowanie: pilot przewodowy
Sterowanie: system awaryjnego opuszczania
Specjalne funkcje: możliwość podnoszenia z podłogi
Zakres podnoszenia: 72-192 cm
Promień skrętu: brak danych
Akumulator: 2,2 Ah
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Klasa szczelności: IPx4
Napięcie: 24 V
Rodzaj pracy: 2 min pracy - 18 min przerwy
Stopień ochrony pilota sterującego: IPX4
Stopień ochrony siłowników: IPX6
Stopień ochrony skrzynki kontrolnej: IP54
Wysokość nóg urządzenia: 9,5 cm
Wysokość po złożeniu: 42 cm
Zakres regulacji rozstawu nóg: 62 - 94 cm

Model:

Rodzaj podwieszki: brak
Podparcie pleców: brak
Rozmiar podwieszki: brak