



Podnośnik mobilny pacjenta Levitop Comfort - OUTLET


Opis produktu:

Podnośnik Levitop Comfort ułatwia podnoszenie i transport pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności.

- Produkt pełnowartościowy
- powystawowy

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik mobilny pacjenta Levitop Comfort

Podnośnik Levitop Comfort to elegancki i szybki podnośnik jezdny przeznaczony do pomocy w podnoszeniu, w transporcie w pomieszczeniach i zmiany pozycji osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją. **Podnośnik Levitop Comfort** umożliwia podnoszenie pacjenta z **łóżka rehabilitacyjnego, wanny lub brodzika**, a nawet bezpośrednio z podłogi dzięki odpowiedniej podwieszce.

Pojemny akumulator daje możliwość wykonania ok. **20 pełnych cykli** podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu przy **maksymalnym obciążeniu 230 kg**.

Cechy charakterystyczne:

- Podnośnik w standardzie wyposażony jest w czteropunktowe elektryczne zawiesie (z siłownikami do pochylania)
- Zawiesie obraca się 360° z możliwością blokady w czterech pozycjach (90°)
- Koła umożliwiające manewrowanie nawet w niewielkich i wąskich pomieszczeniach
- Tylne koła wyposażone w hamulec
- Pilot dołączony do zestawu
- Regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pilota
- Mechanizm opuszczania awaryjnego zwiększający bezpieczeństwo pacjenta

Zalety:

- Prosty w użyciu pilot
 - Rozstawienie nóg sterowane pilotem
 - Szeroki wybór podwieszek: transportowe, kąpielowe, toaletowe
 - Koła skrętne 360° z hamulcami

Kompatybilne zawiesia:

- **4 ESB-A** - elektryczne, 4-punktowe

Główne zastosowanie:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Levitop Standard - rodzaje podwieszek:

Uniwersalna

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: poliester
- Rozmiary: M, L, XL, bariatryczna
- Udźwig: 318 kg / 454 kg
- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: nie
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: klipsy

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed

Levitop Comfort - cechy produktu:

Pasek zawiesia - obracany o 360 °

Mocna konstrukcja - rama wykonana z wytrzymałego metalu

Solidne mocowanie podwieszki (4-punktowe) - klipsy do ramion podnoszących podwieszkę

Pilot zdalnego sterowania - ergonomiczny i łatwy w użyciu

Kółka z hamulcem - hamulce w tylnych kołach uniemożliwiają ruch urządzenia podczas użytkowania

Blokada podwieszki - blokowanie obrotu belki

Informacje:

Szerokość: 67 cm
Waga: 66 kg
Długość: 130 cm
Wysokość: 135 cm
Typ podnośnika: transportowy
Maksymalny udźwig: 230 kg
Regulacja rozstawu: elektryczna
Sterowanie: pilot przewodowy
Sterowanie: system awaryjnego opuszczania
Specjalne funkcje: obrotowe ramię
Specjalne funkcje: możliwość podnoszenia z podłogi
Zakres podnoszenia: 68-196 cm
Promień skrętu: 72-79 cm

Model:

Rodzaj podwieszki: brak
Rozmiar podwieszki: brak
eFlow: nie

Wysokość nóg podstawy: 11,5 cm

Akumulator: 2,9 Ah

Klasa szczelności: IPx4

Maksymalny promień skrętu: 79 cm

Minimalny promień skrętu: 72 cm

Poziom hałasu: 52 dB

Przycisk zatrzymania awaryjnego / mechanizm ręcznego opuszczania: Tak

Rodzaj zawiesia: stałe lub manualne

Rozstaw nóg: 52 - 103 cm

Ramię podnoszące obrotowe 360°: Tak

Szerokość podstawy (maks.): 103 / 118 cm

Szerokość podstawy (min.): 52 / 67 cm

Wysokość uchwytu: 95 - 127 cm

Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem): 10 / 12,5 cm

Funkcje zdalnego sterowania: podnoszenia

Funkcje zdalnego sterowania: opuszczania

Funkcje zdalnego sterowania: rozstawu nóg

Funkcje zdalnego sterowania: zawiesia