

KeyPort port do laparoskopii wielokrotnego użytku

Opis produktu:

Unikalny, trójkątny (dokładniej epitrochoidalny) kształt tulei trokaru umożliwia nieosiągalną dotąd wolność w operowaniu narzędziami – umożliwia prowadzenie narzędzi pod większym kątem przy jednoczesnym zachowaniu położenia równoległego.

Produkt archiwalny



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Unikalny, trójkątny (dokładniej epitrochoidalny) kształt tulei trokaru umożliwia nieosiągalną dotąd wolność w operowaniu narzędziami – umożliwia prowadzenie narzędzi pod większym kątem przy jednoczesnym zachowaniu położenia równoległego. W połączeniu z nowymi liniami zakrzywionych narzędzi Eragon – w tym z dedykowanymi do systemu KeyPort seriami narzędzi InLine oraz DuoRotate – system KeyPort zapewnia niespotykaną swobodę ruchu w obrębie całej jamy brzusznej. Prócz narzędzi specjalnie zaprojektowanych do pracy zKeyPort'em, system daje możliwość jednoczesnego użycia aż do czterech narzędzi o różnych wielkościach (nawet średnicy do 15mm).

Dzięki zastosowaniu materiałów o najwyższej jakości, wszystkie elementy zestawu są wielorazowe i nadają się do sterylizacji np. w autoklawie. Brak elementów jednorazowych znacznie redukuje koszty wykonywanych zabiegów oraz realnie wpływa na rentowność procedur.

Części składowe i warianty systemu:

- KeyPort 21mm
- KeyPort 24mm
- Wkład silikonowy z portami narzędziowymi
- Optyki:

- 0° lub 30°, Ø 5.3 mm, długość robocza 430 mm,
- 0° lub 30°, Ø 5.7 mm, długość robocza 500 mm

Pewnego rodzaju nowością, specjalnie skonstruowaną do procedur chirurgii transanalnej jest system **KeyPortFlex**. Elastyczna, jednorazowa, silikonowa tuba ułatwia wprowadzenie. Wielorazowy, autoklawowalny port systemu pozwala na niepotykaną swobodę ruchów w polu operacyjnym. Zaś kompatybilności z systemem TEM oraz połączenie standardowych zestawów instrumentów laparoskopowych ze specjalną optyką płuczącą tworzy unikalny zestaw zapewniający wygodę użytkowania, bezpieczeństwo pacjentów oraz wymierne korzyści ekonomiczne.

Charakterystyka narzędzi EragonInLine i DuoRotate do systemu Keport:

- Uchwyt InLine – powoduje zwiększenie przestrzeni manewrowej rąk przy jednoczesnym utworzeniu linii prostej końcówka robocza – ręka operatora
- Uchwyt DuoRotate – pełna kontrola zarówno nad obrotem końcówki narzędzi jak i krzywizny bez potrzeby wychodzenia z pola operacyjnego
- Płaszcz narzędzi InLine Ø 5.8 mm, długość robocza 400 mm
- Płaszcz narzędzi DuoRotate Ø 5.8 mm, długość robocza 400 mm
- Wkłady: nożyczki "Metzenbaum", preparator „Mixer”, preparator „Maryland”, chwytak atraumatyczny.

	Pobierz ulotkę produktu
--	--------------------------------

Informacje:

Opcje produktu: