



## PINOFIT Taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 2 m różne opory

### Opis produktu:

**PINOFIT Taśma do ćwiczeń i rehabilitacji 2 m** to profesjonalny produkt medyczny stworzony z myślą o precyzyjnej terapii oraz treningu wzmacniającym. Dzięki 2-metrowym, gotowym do użycia odcinkom, taśma jest idealnym wsparciem w przywracaniu funkcji mięśni i stawów zarówno w gabinecie fizjoterapeutycznym, jak i w warunkach domowych.

TÜV Certyfikat jakości 100% Lateks Naturalny materiał 200 cm Gotowy odcinek Medyczny Produkt atestowany

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Wsparcie w treningu i rehabilitacji

Skuteczność potwierdzona przez profesjonalistów.

Taśma gimnastyczna PINOFIT umożliwia ukierunkowany i efektywny trening wszystkich ważnych grup mięśni. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych wspierających przywracanie funkcji mięśni i stawów, a także ćwiczeń koordynacyjnych oraz poprawiających gibkość.

Wytrzymała jakość, sprawdzona przez **TÜV**, gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania profesjonalnego oraz domowego.

## Liniowy wzrost oporu

Taśma oferuje optymalne właściwości rozciągające. Opór wzrasta liniowo wraz ze stopniem rozciągnięcia, co pozwala na kontrolowany, płynny i precyzyjnie dostosowany trening bez ryzyka gwałtownych przeciążeń.

## Potwierdzona wytrzymałość

Produkt posiada prestiżowy certyfikat **TÜV**, który potwierdza wytrzymałość na ponad **10 000 powtórzeń** rozciągania bez odnotowanych wad materiałowych.

## Naturalny lateks premium

Wykonana z czystego naturalnego lateksu, w 99% wolnego od alergizujących białek. Innowacyjna technologia sprawia, że taśma nie jest pudrowana, a mimo to nie skleja się, co zwiększa higienę i komfort pracy.

## Gotowa do użycia

Odcinki o długości **2 metrów** są gotowe do natychmiastowego użytku – nie wymagają przycinania. Kompaktowy rozmiar sprawia, że taśma jest idealnym towarzyszem w podróży.

### Wskazówki treningowe:

- Wykonuj **8-12 powtórzeń** w serii dla optymalnych efektów.
- Dbaj o **płynność ruchu** i spokojny oddech.
- Trzymaj taśmę **całą szerokością dłoni**, aby uniknąć punktowego ucisku.

## Wybierz wariant dopasowany do Twoich potrzeb

Kolor	Poziom oporu	Wartość (kg)	Zastosowanie
Żółty	lekki	<b>2,1 kg</b>	Rehabilitacja wczesna, seniorzy, dzieci
Czerwony	średni	<b>2,6 kg</b>	Fizjoterapia ogólna, fitness początkujący
Limonkowy	mocny	<b>3,2 kg</b>	Wzmacnianie mięśni, trening stabilizacji
Zielony	mocny	<b>3,2 kg</b>	Trening siłowy, zaawansowana fizjoterapia
Niebieski	bardzo mocny	<b>4,3 kg</b>	Sportowcy, budowanie siły eksplozywnej

## Specyfikacja techniczna

- **Materiał:** Czysty naturalny lateks (99% wolny od alergenów)
- **Wymiary:** 2 m x 14 cm
- **Certyfikacja:** TÜV (>10 000 powtórzeń)

- **Powłoka:** Bez pudru, nie skleja się
- **Klasyfikacja:** Wyrób medyczny

**Informacje:**

**Model:**

Kolor: Limonkowy, Zielony, Czerwony, Niebieski,  
Żółty