



Przewód podciśnieniowy do aparatu InVacMed

Opis produktu:

Przewód podciśnieniowy do aparatu InVacMed o długości 2 m.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kabel podciśnieniowy współpracuje z **aparatem Invacmed** do masażu podciśnieniowego w zestawie z wybranym kablem do aparatu do elektroterapii oraz **Myo,Vaco 200,400,500**.

Informacje:

Model:

Przewód podciśnieniowy - kolor: czarny z czarnymi wtykami, czarny z czerwonymi wtykami, czerwony z czarnymi wtykami, czerwony z czerwonymi wtykami