


Worek do morcelacji MorSafe XG-500



Opis produktu:

Worek do morcelacji MorSafe to szczelny system izolujący tkanki ekstrahowane podczas zabiegu, zaprojektowany w celu ograniczenia ryzyka ich niekontrolowanego rozprzestrzenienia w jamie ciała. Zastosowanie dwóch portów oraz przezroczystego materiału zwiększa pole widzenia operatora i wspiera ergonomię pracy w porównaniu do rozwiązań jednoportowych. Wyrób jest kompatybilny z systemem Versator i dostępny w wariantach o pojemności od 1600 ml do 2600 ml.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Worek do morcelacji MorSafe

MorSafe to pierwszy na świecie worek do morcelacji z certyfikatem CE, stanowiący sprawdzone rozwiązanie medyczne wykorzystane w ponad 50 000 procedurach. Produkt działa jako szczelny pojemnik na tkankę ekstrahowaną podczas zabiegu, co minimalizuje ryzyko jej niezamierzonego rozprzestrzenienia się w jamie ciała.

Unikalna konstrukcja wyposażona w dwa porty oraz zastosowanie przezroczystego materiału zapewniają chirurgowi lepszą widoczność podczas zabiegu w porównaniu do standardowego podejścia jednoportowego.

Worek jest przystosowany do współpracy z systemem Versator.

Specyfikacja techniczna

Liczba portów	2
Dostępne rozmiary	Mały (Small), Średni (Medium), Duży (Large)
Pojemność - rozmiar mały	1600 ml
Pojemność - rozmiar średni	2100 ml
Pojemność - rozmiar duży	2600 ml

Informacje:

Model:

Worki do morcelacji MorSafe XG-500 - Rozmiar:
Mały (1600 ml), Średni (2100 ml), Duży (2600 ml)