


Zestaw akcesoriów do morcelacji Versator Quick Kit

Opis produktu:

Zestaw akcesoriów do morcelacji Versator Quick Kit to sterylne pakiet elementów roboczych, przeznaczony do przeprowadzania zabiegów laparoskopowych. Rękojeść z ostrzem ze stali utwardzanej o grubości poniżej 20 mikronów umożliwia precyzyjną ekstrakcję twardych tkanek przy prędkości roboczej do 1450 obr./min. Trzystopniowa regulacja osłony rdzenia pozwala na ergonomiczne dostosowanie narzędzia do potrzeb chirurgów prawo- i leworęcznych. Dostępność konfiguracji z workami ochronnymi MorSafe o różnych pojemnościach ułatwia dobór odpowiedniego zestawu do specyfiki procedury.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw akcesoriów do morcelacji Versator Quick Kit

Versator Quick Kit to kompletny pakiet akcesoriów, niezbędnych do przeprowadzenia procedur laparoskopowych takich jak miomektomia czy histerektomia przy użyciu systemu Versator. Zestaw zawiera sterylną rękojeść tnącą oraz rotor (przewód napędowy), które współpracują z jednostką sterującą VDU (dostępną osobno).

Produkt dostępny jest w kilku konfiguracjach, umożliwiając dobór zestawu z odpowiednim rozmiarem worka do morcelacji MorSafe lub w wersji podstawowej.

Wydajność i precyzja cięcia

Końcówka tnąca rękojeści została wykonana z utwardzanej stali nierdzewnej, ostrzonej do grubości poniżej 20 mikronów. Dzięki temu narzędzie skutecznie i płynnie przecina nawet najtwardsze tkanki poddawane ekstrakcji.

Ergonomiczna osłona rdzenia

Osłona rdzenia (Core Guard) posiada regulację w trzech pozycjach: lewej (preferowana przez chirurgów praworęcznych), górnej (dla pacjentów z niskim BMI) oraz prawej (dla chirurgów leworęcznych).

Dostępne konfiguracje zestawów Quick Kit

Zestawy Quick Kit to gotowe, sterylne pakiety. Wybór odpowiedniego wariantu zależy od zapotrzebowania na system worków ochronnych MorSafe w konkretnym rozmiarze.

VT-H15-D-1	Rękojeść Versator + rotor
VTD-X5S-1	Rękojeść Versator + rotor + worek MorSafe XG-500 (mały 1600 ml)
VTD-X5M-1	Rękojeść Versator + rotor + worek MorSafe XG-500 (średni 2100 ml)
VTD-X5L-1	Rękojeść Versator + rotor + worek MorSafe XG-500 (duży 2600 ml)

Specyfikacja techniczna

Rękojeść	
Prędkość cięcia	200 - 1450 rpm
Średnica cięcia	15 mm
Port morcelacji	15 mm
Długość robocza	160 mm
Waga rękojeści	190 g
Tryby cięcia	Cut, Cut Plus, OFF
Typ	Jednorazowy
Rotor	
Długość	2000 mm
Waga	450 g
Typ	Jednorazowy

Informacje:

Model:

Versator Quick Kit - Worek: Nie, Tak
 Versator Quick Kit - Rozmiar worka: Mały 1600 ml, Średni 2100 ml, Duży 2600 ml

