

Igła iniekcyjna STING do preparatu VANTRIS firmy Promedon

Opis produktu:

Specjalistyczne igły do iniekcji medycznych, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów endoskopowych i śródściennych. Dostępne w wariantach półsztywnych oraz elastycznych, z różnymi typami zakończenia, umożliwiając bezpieczne i dokładne podanie preparatów.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Igła iniekcyjna STING do preparatu VANTRIS firmy Promedon

Igły iniekcyjne o długości 350 mm to produkty przeznaczone do profesjonalnych zastosowań medycznych, szczególnie w zabiegach wymagających wysokiej precyzji, takich jak endoskopia czy urologia. Dostępne są w czterech wariantach konstrukcyjnych.

Dwa modele półsztywne wykonane z metalu: jedna z ostrzem typu bevel (ścięta końcówka), co ułatwia penetrację tkanek oraz druga z bocznym otworem, umożliwiającą podanie substancji przez otwór ulokowany na boku igły – idealne do aplikacji wymagających kontrolowanego kierunku podawania. Dwa kolejne warianty to elastyczne igły o różnych średnicach wyrażanych w jednostkach French (5.0Fr i 3.7Fr), pozwalające na bardziej giętką aplikację wrażliwych tkanek, z ograniczonym ryzykiem uszkodzenia. Wszystkie igły posiadają grubość odpowiednio 22G lub 23G

Dane techniczne:

Typ igły	Długość	Rozmiar (G/French)	Kończówka	Kod zamówienia
Metalowa, półsztywna igła	350 mm	22G	Bevel tip (ścięta)	RINS
Metalowa, półsztywna igła	350 mm	22G	Side opening (z bocznym otworem)	RIN
Elastyczna igła	350 mm	23G	-	50F
Elastyczna igła	350 mm	23G	-	37F

Informacje:

Model:

Igły Promedon: RINS - Metalowa, półsztywna igła
- Bevel tip, RIN - Metalowa, półsztywna igła - Side
opening, 37F - Elastyczna igła, 50F - Elastyczna
igła