

Elemental Ice S4.F0 - elektryczny stół do rehabilitacji - końcówki serii

Opis produktu:

Czteroczęściowy stół do rehabilitacji oraz zabiegów Elemental ICE S4.F0 z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego. Elemental S4.F0 wyposażony jest w innowacyjny system SmartS4Arms, który odpowiada za płynną, bezśrubową regulację bocznych zagłówek, oparty o mechanizm przesuwany z blokadą.

Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłoni, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówek w czasie terapii.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektryczny stół do rehabilitacji Elemental ICE S4.F0 - Funkcje:

- 4-sekcyjny elektryczny stół do rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- okrągły otwór na twarz pacjenta w zagłówku, wraz z rogalem,
- malowana proszkowo, 2-kolorowa, stalowa rama,
- wysokość regulowana elektrycznie: (48-96 cm) za pomocą pilota sterującego,
- udźwig do 180 kg; bezpieczne obciążenie robocze do 250 kg,
- pilot sterujący z automatycznym systemem blokowania,
- podstawowy system jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- opcjonalny wybór kilku modeli relingów,
- pełna zatyczka otworu na twarz dostępna jako akcesorium.
- uchwyty na bananki,
- SmartS4Arms - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji bocznych zagłówek, oparty o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłoni, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówek w czasie terapii,

Dodatkowe akcesoria:

Rama podnośnika F2

Składane relingi

Składane barierki poziome

Zagłówek z okrągłą zatyczką

Uchwyt na papier typ 3

Elektryczny stół do rehabilitacji Elemental ICE S4.F0 - dane techniczne

Wymiary (długość x szerokość) [cm]:	202 x 69
Liczba sekcji:	4
Kąt nachylenia zagłówka [°]:	-70 / + 40
Kąt nachylenia środkowej sekcji [°]:	-
Kąt nachylenia podnóżka [°]:	-
Regulacja wysokości [cm]:	48-96
Waga [kg]:	99-110
Maks. udźwig [kg]:	180
Zasilanie [V / Hz]:	230/50
Maks. obciążenie robocze [kg]:	250
Wyrób medyczny:	

Informacje:

Ilość sekcji: 4
 Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą pilota
 Funkcja Pivot: Nie
 System jezdny: 2 kółka i 2 stopki
 Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji
 Kategoria: Akcesoria do stołów

Model: