




Stand Up Sling - podwieszka pionizująca na klipsy (e-clip)

Opis produktu:

Stand Up Sling to podwieszka pionizująca na klipsy (e-clip) z pełnym wyściełaniem i bezpiecznymi zapięciami clunk-click. Idealna do pionizacji, transportu i utrzymania mobilności. Pranie w 85°C.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka pionizująca na klipsy (e-clip) - bezpieczna i wygodna pomoc w pionizacji

Podwieszka pionizująca na klipsy (e-clip) została zaprojektowana do stabilizacji i podtrzymywania pacjenta podczas transportu oraz podczas czynności pionizacyjnych w podnośnikach przeznaczonych do pozycji siedzącej. To rozwiązanie stworzone z myślą o osobach chcących utrzymać mobilność, budować siłę mięśniową oraz aktywnie uczestniczyć w codziennych czynnościach.

Dzięki pełnemu wyściełaniu, stabilnej konstrukcji i ergonomicznemu systemowi zapinania, podwieszka zapewnia maksymalny komfort, bezpieczeństwo oraz wsparcie podczas pionizacji. Idealnie sprawdza się zarówno w opiece domowej, jak i placówkach medycznych.

Zastosowanie:

- dla pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących naukę wstawania,
- dla osób chcących wzmacniać mięśnie i utrzymać mobilność,
- przypadki ograniczonej stabilizacji kończyn dolnych oraz tułowia (wymagana zachowana

stabilność głowy),

- korzystanie z podnośników pionizujących w warunkach domowych lub medycznych.

Dlaczego warto wybrać tę podwieszkę?

- zwiększa samodzielność i aktywne uczestnictwo pacjenta,
- wspiera siłę, stabilność i kontrolę postawy,
- zapewnia bezpieczeństwo dzięki podwójnym systemom zapięć,
- oferuje komfort dzięki pełnemu wyściełaniu,
- umożliwia bezpieczny transport i pionizację.

System mocowania na klipsy (e-clip)

Stabilny, wygodny i bezpieczny w codziennej obsłudze.

Pełne wyściełanie

Zapewnia wysoki komfort nawet przy częstym użytkowaniu.

Bezpieczne zapięcia

Rzepy (hook & loop) oraz klamry typu clunk-click gwarantują dodatkową stabilizację i bezpieczeństwo pacjenta.

Wsparcie rehabilitacji

Pomaga utrzymać mobilność i budować siłę – wspiera proces rehabilitacji oraz aktywnego uczestnictwa w ruchu.

Ergonomiczny wzorzec ruchu

Poprawia jakość i bezpieczeństwo pionizacji (ułatwia naturalny ruch wstawania).

Łatwa konserwacja

Możliwość prania w 85°C i suszenia w niskiej temperaturze (max 50°C).

Tabela rozmiarów

Materiał: 100% Polyester

Rozmiar	Nr katalogowy	A	B	C
XS	D202XSMCP	77-87 cm	85 cm	17 cm
S	D202SMCP	87-107 cm	100 cm	19 cm
M	D202MEDCP	97-117 cm	111 cm	24 cm
L	D202LRGCP	112-132 cm	120 cm	29 cm
XL	D202XLRGCP	125-145 cm	130 cm	34 cm
XXL	D202XXLRGCP	138-158 cm	142 cm	38 cm

Informacje:

Model:

Silvalea - Rozmiar: XS, S, M, L, XL, XXL