




Aquaray - kolor calypso, 12 źródeł światła, bicz wodny, 3 strefy hydromasażu

Opis produktu:

Wanna **Aquaray** to nowoczesna wanna terapeutyczna o zaawansowanej konstrukcji. Zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii.

24 dysze Hydromasaż / 3 strefy 98 Dysze perełkowe CHROMO 12 w zestawie Calypso Kolor niecki

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WANNA TERAPEUTYCZNA DO AUTOMATYCZNEGO HYDROMASAŻU STREFOWEGO

Aquaray kolor calypso

Hydromasaż w 3 strefach, chromoterapia i bicz wodny - kompletny zestaw terapeutyczny

Główną funkcją wanny **Aquaray** jest automatyczny **hydromasaż strefowy**. Ten wariant wyposażony jest w **24 dysze podzielone na 3 strefy**, chromoterapię **CHROMO 12** oraz **bicz wodny** do manualnego masażu podwodnego - wszystko w zestawie standardowym. Niecka wykonana w kolorze **calypso**.

24 dysz 3 strefy masażu 98 Dysze perełkowe CHROMO 12 W zestawie Bicz Wodny w zestawie

Cechy charakterystyczne

- Niecka w kolorze **calypso**, wzmocniona włóknem szklanym
- Ekonomiczne zużycie wody - min. 160 l
- **24 dysze hydromasażu podzielone na 3 strefy** z regulacją intensywności
- 98 dysz powietrznych do masażu perełkowego
- **Chromoterapia CHROMO 12** - 12 punktów LED-RGB podświetlających wodę (w zestawie)
- **Bicz wodny** do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia (w zestawie)
- 3 programy standardowe (P1-P3) + 17 programów użytkownika (P4-P20)
- Nowoczesny panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem
- 2 czujniki temperatury i 2 czujniki poziomu wody
- Wbudowany system dezynfekcji układu wodnego oraz automatycznego opróżniania wanny
- Słuchawka prysznicowa do spłukiwania wanny
- Wbudowane uchwyty dla rąk i podpórka do nóg umożliwiające pacjentowi przyjęcie odpowiedniej pozycji

Wyposażenie standardowe tego wariantu

Hydromasaż strefowy - 3 strefy W zestawie

Ten wariant wyposażony jest w **24 dysze podzielone na 3 strefy** hydromasażu, umożliwiające precyzyjne oddziaływanie na wybrane partie ciała. Intensywność masażu regulowana jest płynnie przez panel sterowania.

24 dysz 1 strefa 24 dysz 3 strefy ✓ 36 dysz 5 stref

Chromoterapia CHROMO 12 W zestawie

12 punktów świetlnych LED-RGB podświetlających wodę w wannie. Terapeutyczne i relaksacyjne działanie kolorów wzbogaca zabieg o doznania wellness. Dostępne tryby: kolory stałe, cykliczne przełączanie, płynne przejścia.

12 CHROMO 12 ✓ 24 CHROMO 24 36 CHROMO 36

Bicz wodny W zestawie

Bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia wody. Umożliwia ukierunkowany, intensywny masaż wybranych partii ciała. Wąż może być również używany do mycia i płukania niecki po zabiegu.

Masaż manualny Regulowane ciśnienie wody

Akcesoria dostarczane wraz z wanną

- Stopień ułatwiający wejście do wanny
- Zagłówek
- Podpórka do nóg

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność zabiegowa (min.) [l]	160
Pojemność do przelewu [l]	320
Napełnianie* [min]	ca. 4
Spust [min]	ca. 2,5
Pobór prądu [A]	22
Zasilanie [V/Hz]	230/50
Wymiary (dł. × szer. × wys.) [cm]	225 × 88 × 80
Waga [kg]	170 (210 z pełnym wyposażeniem)

* do min. poziomu wody - w zależności od ciśnienia wody w przyłączach (zalecany przepływ ~70 l/min)

Informacja instalacyjna

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z **kartą instalacji (zakładka Załączniki)** i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Pojemność do przelewu [l]: 320

Model:

Kolor: Calypso
 Chrome 2R: 12 źródeł światła
 Audio: nie
 Aroma: nie
 Bicz wodny (Hose): tak
 Strefy hydromasażu Aquaray: 3 strefy hydromasażu