



## Aquaray - kolor biały, 3 strefy hydromasażu

### Opis produktu:

Wanna **Aquaray** to nowoczesna wanna terapeutyczna o zaawansowanej konstrukcji. Zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii.

24 dysze Hydromasaż / 3 strefy 98 Dysze perełkowe 20 prog. Programy zabiegowe Biały Kolor niecki

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

WANNA TERAPEUTYCZNA DO AUTOMATYCZNEGO HYDROMASAŻU STREFOWEGO

## Aquaray kolor biały

### Automatyczny hydromasaż w 3 strefach i kąpiel perełkowa - precyzyjna hydroterapia

Główną funkcją wanny **Aquaray** jest automatyczny **hydromasaż strefowy**. Ten wariant wyposażony jest w **24 dysze podzielone na 3 strefy**, umożliwiające precyzyjne oddziaływanie na

wybrane partie ciała pacjenta. Uzupełnieniem jest **kąpiel perełkowa** realizowana przez 98 dysz powietrznych.

24 dysz 3 strefy masażu 98 Dysze perełkowe 20 prog. Programy zabiegowe Biały Kolor niecki

## Cechy charakterystyczne

- Niecka w kolorze **białym**, wzmocniona włóknem szklanym
- Ekonomiczne zużycie wody - min. 160 l
- **24 dysze hydromasażu podzielone na 3 strefy** z regulacją intensywności
- 98 dysz powietrznych do masażu perełkowego
- 3 programy standardowe (P1-P3) + 17 programów użytkownika (P4-P20)
- Nowoczesny panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem
- 2 czujniki temperatury i 2 czujniki poziomu wody
- Wbudowany system dezynfekcji układu wodnego oraz automatycznego opróżniania wanny
- Słuchawka prysznica do spłukiwania wanny
- Wbudowane uchwyty dla rąk i podpórka do nóg umożliwiające pacjentowi przyjęcie odpowiedniej pozycji

## Akcesoria dostarczane wraz z wanną

- Stopień ułatwiający wejście do wanny
- Zagłówek
- Podpórka do nóg

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność zabiegowa (min.) [l]	160
Pojemność do przelewu [l]	320
Napełnianie* [min]	ca. 4
Spust [min]	ca. 2,5
Pobór prądu [A]	22
Zasilanie [V/Hz]	230/50
Wymiary (dł. × szer. × wys.) [cm]	225 × 88 × 80
Waga [kg]	170 (210 z pełnym wyposażeniem)

\* do min. poziomu wody - w zależności od ciśnienia wody w przyłączach (zalecany przepływ ~70 l/min)

## Informacja instalacyjna

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z **kartą instalacji (zakładka Załączniki)** i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

### **Informacje:**

Pojemność do przelewu [l]: 320

### **Model:**

Kolor: Biały

Chrome 2R: nie

Audio: nie

Aroma: nie

Bicz wodny (Hose): nie

Strefy hydromasażu Aquaray: 3 strefy hydromasażu